

## Портативный аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-УРО

Лазерная терапия



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Портативный аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-УРО

Бином УзорМед-УРО — портативный аппарат лазерной терапии, предназначенный для профилактики и лечения воспалительных и функциональных нарушений мужской мочеполовой системы. В качестве лечебного фактора используется низкоинтенсивное импульсное лазерное излучение инфракрасного спектра, оказывающее локальное терапевтическое воздействие на патологические очаги.

Конструкция аппарата разработана специально для эффективного воздействия на предстательную железу и другие органы мужской репродуктивной системы. Использование различных режимов излучения позволяет адаптировать терапию в зависимости от стадии заболевания и клинической задачи.

Аппарат отличается компактными размерами, простым управлением и возможностью применения как в условиях медицинских учреждений, так и в домашних условиях под наблюдением врача. Для удобства хранения и переноски предусмотрен чехол на молнии, а в комплект поставки входят одноразовые презервативы для проведения трансректальных процедур.

#### Режимы воздействия

##### Режим 1

- Трансректальное облучение предстательной железы.
- Воздействие на тканевые и внутриклеточные нарушения, обусловленные воспалительным процессом.
- Фиксированные частоты: 125, 444, 465, 522, 666, 690, 727, 880, 1 500 и 2 008 Гц.

##### Режим 2

- Облучение области яичек.
- Индуцирование противовоспалительного и противоотёчного эффекта.
- Фиксированные частоты: 74, 147, 480, 584 и 662 Гц.

#### Лечебные эффекты

- Противовоспалительное воздействие.
- Противоотёчный эффект.
- Стимуляция регенеративных процессов.
- Улучшение микроциркуляции тканей.
- Нормализация функционального состояния предстательной железы.
- Снижение выраженности воспалительных изменений.
- Повышение эффективности комплексного лечения урологических заболеваний.

#### Показания к применению

- Острый простатит.
- Хронический простатит.
- Орхоэпидидимит.
- Уретрит.
- Мужское бесплодие.

## Особенности

- Специализированный аппарат для урологической практики.
- Низкоинтенсивное импульсное лазерное излучение инфракрасного спектра.
- Два терапевтических режима воздействия.
- Конструкция для эффективного доступа к предстательной железе и мочеполовым органам.
- Управление одной кнопкой на корпусе.
- Эргономичная форма излучателя.
- Возможность применения в домашних условиях под наблюдением врача.
- Питание от встроенного аккумулятора с зарядкой через сетевой адаптер.
- Чехол на молнии для хранения и транспортировки.
- Комплект одноразовых презервативов для проведения процедур.
- Клинически апробированная методика лазерной терапии.
- Класс лазерной опасности 1М.

## Комплект поставки

- Аппарат лазерной терапии УзорМед-УРО – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Презервативы одноразовые – 14 шт.
- Чехол для аппарата – 1 шт.
- Паспорт с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.
- Методическое пособие – 1 шт.

## Технические характеристики

| Характеристика                                      | Значение                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Длина волны излучения                               | от 0,81 до 0,95 мкм     |
| Режим излучения                                     | Импульсный              |
| Импульсная мощность лазерного излучения             | от 10 до 15 Вт          |
| Длительность импульса лазерного излучения           | от 70 до 120 нс         |
| Длительность сеанса лечения                         | 5 мин                   |
| Электробезопасность по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010      | Класс защиты II, тип BF |
| Класс лазерной опасности по ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 | 1М                      |

## Преимущества

- Специализированная конструкция для проведения лазеротерапии урологических заболеваний.
- Низкоинтенсивное импульсное инфракрасное лазерное излучение с высокой глубиной проникновения в ткани.
- Два терапевтических режима для различных этапов воспалительного процесса.
- Оптимизированное воздействие на предстательную железу во всех зонах доступа.
- Возможность проведения трансректальных процедур.
- Эргономичная форма излучателя для удобства применения.
- Интуитивно понятное переключение режимов одной кнопкой.
- Высокая эффективность при лечении воспалительных и функциональных нарушений мужской мочеполовой системы.
- Подходит для использования в медицинских учреждениях и домашних условиях под наблюдением врача.
- Автономная работа от встроенного источника питания с зарядкой через сетевой адаптер.
- Компактные размеры и удобство транспортировки.
- Чехол на молнии для хранения и переноски аппарата входит в комплект поставки.
- Комплектуется одноразовыми презервативами для проведения трансректальных процедур.
- Доказанная клиническая эффективность лазерной терапии.
- Простота освоения и эксплуатации.

## Характеристики

| Параметр:     | Показатель: |
|---------------|-------------|
| Бренд         | Бином       |
| Страна бренда | Россия      |

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отрасли             | Здравоохранение                                                                                               |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040486.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040486.pdf</a> |
| Электропитание, В   | 220                                                                                                           |
| Страна производства | Россия                                                                                                        |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.