

Двухканальный инфракрасный термометр Testo 810

Промышленные термометры



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Торговля

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Особенности: 2-канальный, инфракрасный (бесконтактный)
- Диапазон измерения, °C: -30...+300

Описание

2-канальный инфракрасный термометр Testo 810

Портативный Testo 810 идеально подходит для быстрого и удобного решения ежедневных измерительных задач. Сочетает одновременное измерение температуры воздуха и бесконтактное измерение температуры поверхности в одном приборе.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;51475-12](#).

ИК-измерение температуры поверхности происходит с помощью 1-точечного лазерного целеуказателя и оптики 6:1. Диапазон измерений: от -30 до +300 °C.

Измерение температуры воздуха происходит с помощью встроенного сенсора температуры (NTC). Диапазон измерений: от -10 до +50 °C. Погрешность: ±0,5 °C. Разрешение: 0,1 °C.

Прибор автоматически высчитывает и показывает на дисплее разницу измеряемых температур.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Супермаркеты
Измеряет	температуру
Особенности	2-канальный, инфракрасный (бесконтактный)
Диапазон измерения, °C	-30...+300
Погрешность, °C	±2,0 °C (-30 ... +100 °C); ±2 % от изм. знач. в ост.

	диапазоне
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	119×46×25
Вес, кг	0.09
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.