

Акушерский стетоскоп Little Doctor LD Prof-IV

Стетоскопы



Ваша цена

Розница

353 руб.

Оптовая цена

350 руб.

Little Doctor

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Акушерский стетоскоп Little Doctor LD Prof-IV

Акушерский стетоскоп Little Doctor LD Prof-IV — компактный и лёгкий акушерский стетоскоп, предназначенный для выслушивания сердечных тонов плода и аускультации беременных пациенток. Модель отличается простой конструкцией, надёжной акустической передачей и удобством ежедневного использования в клинической практике.

Прибор подходит для применения средним медицинским персоналом и врачами различных специальностей, обеспечивая стабильное качество звука при акушерских обследованиях.

Особенности

- Конусообразная головка из лёгкого металла для уверенного акушерского выслушивания.
- Пластиковый колокол обеспечивает стабильный контакт и комфорт при использовании.
- Две звукопроводящие латексные трубки для улучшенной акустической передачи.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.
- Пластиковые наконечники для ушей для комфортного прилегания.
- Резиновое кольцо на колоколе для улучшения акустических характеристик.
- Выбор цветового исполнения трубок: жёлтый, зелёный, красный, розовый, серый, синий, чёрный.

Комплект поставки

- Металлическая конусообразная головка с пластиковым колоколом.
- Две звукопроводящие латексные трубки длиной 56 см.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.
- Пластиковые наконечники для ушей.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал головки	металл
Диаметр колокола	25 мм
Переключение диафрагма/колокол	нет
Резиновое кольцо на колоколе	да
Тип звукопроводящей трубки	двойная
Материал трубки	латекс
Длина трубок	56 см
Материал ушных трубок	хромированный металл
Наконечники для ушей	пластиковые
Утолщённые стенки трубки	нет
Дополнительные насадки	нет
Наличие таблички для имени	нет
Возрастные ограничения	без ограничений по возрасту пациента

Преимущества

- Специализированная акушерская конструкция для выслушивания сердечных тонов плода с высокой акустической чувствительностью.
- Конусообразная головка из лёгкого металла обеспечивает направленную передачу звука и стабильный контакт с поверхностью.
- Пластиковый колокол с резиновым кольцом улучшает акустическое прилегание и снижает потери звука.
- Двойная звукопроводящая латексная система повышает чёткость и громкость передаваемого сигнала.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной обеспечивают долговечность и устойчивую фиксацию.
- Пластиковые ушные наконечники повышают комфорт при длительном использовании и снижают давление на ушные раковины.
- Простая конструкция без переключающих механизмов снижает риск ошибок при эксплуатации.
- Универсальность применения без возрастных ограничений позволяет использовать прибор в различных клинических сценариях.
- Широкий выбор цветового исполнения трубок облегчает визуальную идентификацию прибора в медицинской практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Для кабинета гинеколога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040527.pdf
Вес, кг	0.115
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.