

Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-ЗК-ФИЗИО

Лазерная терапия



Ваша цена

Розница

195 200 руб.

Оптовая цена

185 440 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-ЗК-ФИЗИО

Аппарат УзорМед-Б-ЗК-ФИЗИО представляет собой физиотерапевтический комплекс для неинвазивного воздействия с применением низкоинтенсивного лазерного излучения, светотерапии и вакуумного массажа. Используется в физиотерапии и косметологии для восстановительных и общеукрепляющих процедур.

Воздействие комплекса направлено на уменьшение болевого синдрома, снижение отёчности, стимуляцию кровообращения и обмена веществ, улучшение питания тканей и ускорение процессов регенерации. Дополнительно отмечается активизация выведения метаболитов через потовые железы и улучшение функционального состояния мышечных и сенсорных структур.

Управление процедурами осуществляется через базовый аппарат УзорМед-Б-ЗК, обеспечивающий точную настройку параметров воздействия в зависимости от клинической или косметологической задачи.

Технологии воздействия

Лазерная терапия

- Низкоинтенсивное непрерывное и импульсное лазерное излучение.
- Длины волн 0,63 мкм и 0,89 мкм.
- Чрезкожное воздействие на глубокие ткани.

...

Светотерапия

- Непрерывное излучение полупроводниковых и матричных светодиодов.
- Длины волн 0,365 мкм, 0,525 мкм, 0,625 мкм и 0,850 мкм.
- Фотобиомодуляционное воздействие с улучшением кровообращения и тепловым эффектом.

Вакуумная терапия

- Регулируемый уровень вакуума до 0,5 атм.
- Сочетание с лазерным и светодиодным воздействием.
- Стимуляция микроциркуляции и лимфодренажа.

...

Лечебные эффекты

- Снижение болевых ощущений различного генеза.
- Уменьшение отёков и улучшение лимфодренажа.
- Стимуляция кровообращения и трофики тканей.
- Ускорение процессов заживления и регенерации.
- Активизация обменных процессов в тканях.
- Улучшение питания мышечных и соединительных структур.
- Усиление выведения метаболитов через потовые железы.
- Общее противовоспалительное и восстановительное действие.

Особенности

- Комбинация лазерной, светодиодной и вакуумной терапии в одном комплексе.
- Использование блоков БН 50/635, БИ 60/904, БС 300/365, БС 200/625, БСМ 150/850, БСМ 40/525.
- Возможность сочетания лазеро-вакуумного и свето-лазерного воздействия.
- Совместимость с магнитными и вакуумными насадками.
- Гибкая настройка параметров процедур под задачи пациента.
- Комплексное воздействие в рамках одной процедуры.
- Отечественная разработка с длительным сроком службы.
- Компактные размеры и удобство размещения в кабинете.

Комплектация

- Аппарат управления УзорМед-Б-ЗК — 1 шт.
- Блок излучения БН 50/635 — 1 шт.
- Блок излучения БИ 60/904 — 1 шт.
- Блок светотерапии БС 300/365 — 1 шт.
- Блок светотерапии БС 200/625 — 1 шт.
- Блок светотерапии БСМ 150/850 — 1 шт.
- Блок светотерапии БСМ 40/525 — 1 шт.
- Блок лазерного облучения БНМ 400/810 — 1 шт.
- Блок лазеро-светотерапии БИСМ-1 — 1 шт.
- Комплект вакуумных банок — 5 шт.
- Паспорт с инструкцией по эксплуатации — 1 шт.
- Методическое пособие — 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество излучающих головок	1 (встроенная в вакуумную насадку)
Длина волны лазерного излучения	0,63 мкм и 0,89 мкм
Режим генерации	Непрерывный и импульсный
Средняя мощность лазера	Не менее 5 мВт
Уровень вакуума	До 0,5 атм

Преимущества

- Комплексное физиотерапевтическое воздействие за счёт сочетания лазерной терапии, светотерапии и вакуумного массажа.
- Снижение болевого синдрома за счёт активации нейрорефлекторных и тканевых механизмов.
- Уменьшение отёчности тканей благодаря усилению лимфодренажа и микроциркуляции.
- Ускорение процессов репарации и заживления за счёт фотобиомодуляции.
- Активизация кровообращения в зоне воздействия с улучшением трофики тканей.
- Стимуляция обменных процессов на клеточном уровне.
- Улучшение функционального состояния мышечных и сенсорных структур.
- Повышение эффективности выведения метаболитов через кожные покровы и потовые железы.
- Возможность комбинированного применения лазерного и вакуумного воздействия в одной процедуре.
- Глубокое воздействие на ткани за счёт использования различных спектров излучения.
- Стабильное терапевтическое воздействие при минимальной нагрузке на организм пациента.
- Гибкая настройка параметров процедур под индивидуальные клинические задачи.
- Совместимость с различными типами насадок и излучателей системы УзорМед.
- Неинвазивный характер процедур без повреждения кожных покровов.
- Возможность применения в комплексных программах физиотерапии и реабилитации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бином
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040483.pdf

Габариты, мм	350×250×150
--------------	-------------

Вес, кг	3.5
---------	-----

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.