

Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-ЗК-ТРИХОЛОГ

Лазерная терапия



Ваша цена

Розница

119 700 руб.

Оптовая цена

113 715 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-ЗК-ТРИХОЛОГ

Бином УзорМед-Б-ЗК-ТРИХОЛОГ — специализированный физиотерапевтический аппарат для лазерной и вакуумной терапии кожи головы, предназначенный для лечения и профилактики алопеции, а также улучшения состояния волос и кожи волосистой части головы. В основе работы лежит воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения, направленного на стимуляцию микроциркуляции и восстановление кровоснабжения волосяных фолликулов.

Аппарат обеспечивает комплексное воздействие за счёт сочетания лазеротерапии и вакуумного массажа. Лазерное излучение улучшает метаболизм клеток, стимулирует регенерацию тканей, активизирует рост волос и оказывает иммуномодулирующее действие. Вакуумное воздействие усиливает микроциркуляцию и способствует более глубокому проникновению терапевтического эффекта.

Излучатели БНР-1 и БНР-2 выполнены в виде лазерных расчесок, которые разделяют волосы и обеспечивают прямой доступ излучения к коже головы, воздействуя на волосяные фолликулы. Красный лазерный спектр активизирует клеточный метаболизм и улучшает питание тканей, а ультрафиолетовый компонент оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, снижая проявления перхоти и воспалительных процессов.

Тип терапии и режимы воздействия

- Лазерная терапия низкоинтенсивным излучением.
- Вакуумный массаж кожи головы.
- Лазерно-вакуумное комбинированное воздействие.
- Непрерывный и импульсный режим генерации лазера.

Лечебные эффекты

- Стимуляция роста волос при алопеции различной этиологии.
- Улучшение микроциркуляции крови в коже головы.
- Активация метаболизма клеток волосяных фолликулов.
- Регенерация повреждённых тканей кожи головы.
- Уменьшение перхоти и нормализация состояния кожи.
- Снижение гиперсекреции сальных желез.
- Противовоспалительное и антисептическое действие.
- Укрепление иммунных процессов кожи головы.

Особенности

- Сочетание лазерной терапии и вакуумного массажа в одном аппарате.
- Использование излучателей БНР-1 и БНР-2 в виде лазерных расчесок.
- Воздействие красного и ультрафиолетового лазерного спектра.
- Регулируемый уровень вакуума до 0,5 атм.
- Возможность работы в непрерывном и импульсном режиме.
- Компактные габариты и масса не более 3 500 г.
- Отечественная разработка с подтверждённой эффективностью.
- Простота эксплуатации и неинвазивность процедур.
- Возможность комбинирования с другими методами терапии.

Комплектация

- Блок управления процедурой УзорМед-Б-ЗК — 1 шт.
- Блок лазерного излучения (расческа) БНР-1 — 1 шт.
- Блок лазерного излучения (расческа) БНР-2 — 1 шт.
- Паспорт прибора с инструкцией по эксплуатации — 1 шт.
- Методическое пособие по применению — 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество излучающих головок	1 (встроенная в вакуумную насадку)
Длина волны лазерного излучения	0,63 мкм и 0,89 мкм
Режим генерации лазерного излучения	Непрерывный и импульсный
Средняя мощность лазерного излучения	Не менее 5 мВт (0,63 мкм)
Уровень вакуума	Регулируемый, до 0,5 атм

Преимущества

- Комбинированное воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения и вакуумного массажа для комплексной стимуляции роста волос.
- Применение двух диапазонов лазерного излучения (0,63 мкм и 0,89 мкм) для одновременной активации микроциркуляции и регенерации тканей.
- Использование излучателей БНР-1 и БНР-2 в формате лазерных расчесок для адресного воздействия на волосяные фолликулы.
- Разделение волос при помощи насадок, обеспечивающее прямой доступ излучения к коже головы без потерь эффективности.
- Наличие красного лазерного спектра для стимуляции клеточного метаболизма и усиления кровоснабжения тканей.
- Ультрафиолетовый компонент излучения с противовоспалительным и антисептическим действием.
- Регулируемый уровень вакуума до 0,5 атм для индивидуальной настройки интенсивности процедуры.
- Возможность работы в непрерывном и импульсном режимах лазерного излучения.
- Неинвазивность процедуры, обеспечивающая комфортное применение без повреждения кожных покровов.
- Эффективное снижение проявлений перхоти и нормализация работы сальных желез кожи головы.
- Стимуляция роста волос при различных формах алопеции за счёт активации «спящих» фолликулов.
- Компактные размеры и удобство применения в условиях медицинских учреждений.
- Отечественная разработка с подтверждённой клинической практикой применения.
- Совместимость с другими методами физиотерапевтического лечения.
- Повышение иммунной активности кожи головы за счёт фотобиомодулирующего эффекта.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бином
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040477.pdf
Габариты, мм	350×250×150
Вес, кг	3,5
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.