

## Аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Б-2К-ФИЗИО

Лазерная терапия



**Ваша цена**

Розница

**94 500 руб.**

Оптовая цена

**89 775 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Б-2К-ФИЗИО

Аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Б-2К-ФИЗИО представляет собой многофункциональный лазерный терапевтический комплекс, предназначенный для проведения физиотерапевтических процедур в условиях медицинских учреждений. Оборудование обеспечивает возможность проведения лазерного воздействия при широком спектре клинических показаний и используется в кабинетах физиотерапии различного профиля.

Комплекс позволяет выполнять сеансы лазерной терапии с регулировкой мощности, частоты и времени облучения, что обеспечивает индивидуальный подбор параметров воздействия под конкретного пациента. Излучение формируется несколькими блоками лазерного излучения и доставляется к зоне воздействия как чрезкожно, так и с использованием световодных насадок для работы с полостными органами.

Система применяется в терапии заболеваний инфекционного профиля, патологий органов дыхания, пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, а также в неврологии, стоматологии, акушерстве и гинекологии, спортивной и хирургической практике.

#### Показания к применению

- Инфекционные заболевания различной локализации.
- Заболевания органов дыхательной системы.
- Патологии сердечно-сосудистой системы.
- Заболевания органов пищеварения.
- Нарушения эндокринной системы.
- Заболевания мочеполовой системы.
- Неврологические заболевания.
- Стоматологические заболевания.
- Акушерско-гинекологическая патология.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.
- Спортивная медицина и восстановительная терапия.
- Некоторые профессиональные и хирургические заболевания.

#### Особенности

- Три блока лазерного излучения: БИ2/20, БИК 15/635, БИМ.
- Возможность варьирования мощности, частоты и времени облучения.
- Импульсное и непрерывное лазерное воздействие.
- Световодные насадки для точечного и полостного воздействия.
- Комплект КНС-УПЗ для введения излучения в полости органов.
- Насадки МН-60 и МН-110 для сочетанного лазерного и магнитного воздействия.
- Блок БИМ для обработки площади до 20 см<sup>2</sup> без насадок.
- Штатив для фиксации излучателей и удобства проведения процедур.
- Неинвазивный метод воздействия.
- Адаптация параметров под конкретного пациента.
- Компактное исполнение и низкое энергопотребление.
- Отечественная разработка с длительным сроком службы.

#### Комплектация

- Блок управления лазеротерапией УзорМед-Б-2К – 1 шт.
- Блок точечного чрезкожного излучения БИ2/20 – 1 шт.
- Блок точечного чрезкожного излучения БИК 15/635 – 1 шт.
- Блок чрезкожного излучения на 20 см<sup>2</sup> БИМ – 1 шт.
- Комплект световодных насадок КНС-УП-3 – 3 шт.
- Световодная насадка МН-60 – 1 шт.
- Световодная насадка МН-110 – 1 шт.
- Штатив универсальный для фиксации блоков излучения – 1 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Методическое пособие – 1 шт.

## Технические характеристики

| Характеристика                                    | Значение                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Режимы работы                                     | импульсный и непрерывный                    |
| Частота повторения импульсов                      | 5, 80, 150, 300, 600, 1500, 3000 Гц         |
| Количество каналов излучения                      | 2                                           |
| Тип излучателя                                    | полупроводниковые лазеры и светодиоды       |
| Контроль мощности лазерного излучения             | есть                                        |
| Плотность мощности                                | до 100 мВт/см <sup>2</sup>                  |
| Размер блока управления                           | 250 × 200 × 80 мм                           |
| Длина волны лазерного излучения                   | 635 нм (красный спектр), 890 нм (ИК-спектр) |
| Мощность излучения                                | 635 нм – до 15 мВт; 890 нм – до 30 мВт      |
| Возможность измерения коэффициента отражения кожи | для длины волны 890 нм                      |

## Преимущества

- Многофункциональный лазерный терапевтический комплекс с возможностью применения в различных областях медицины.
- Три независимых блока излучения: БИ2/20, БИК 15/635 и БИМ для расширенного терапевтического воздействия.
- Импульсный и непрерывный режимы работы для выбора оптимального типа лазерного воздействия.
- Регулировка мощности, частоты и времени облучения для индивидуальной настройки процедур.
- Сочетание красного (635 нм) и инфракрасного (890 нм) лазерного излучения.
- Возможность точечного и чрезкожного воздействия на биологические ткани.
- Облучение поверхности площадью до 20 см<sup>2</sup> без использования дополнительных насадок (БИМ).
- Использование световодных насадок для направленной доставки излучения к зоне воздействия.
- Возможность внутрисполостного применения с помощью специализированных насадок КНС-УП3.
- Сочетанное лазерное и магнитное воздействие с насадками МН-60 и МН-110.
- Неинвазивный метод лечения с минимальной нагрузкой на ткани пациента.
- Контроль мощности лазерного излучения для повышения безопасности процедур.
- Штатив для фиксации излучателей, обеспечивающий удобство и стабильность проведения сеансов.
- Компактное исполнение и низкое энергопотребление оборудования.
- Адаптация параметров воздействия под конкретного пациента и клиническую задачу.
- Отечественная разработка с длительным сроком эксплуатации и высокой надёжностью.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд               | Бином                                                                                                         |
| Страна бренда       | Россия                                                                                                        |
| Отрасли             | Здравоохранение                                                                                               |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040473.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040473.pdf</a> |
| Габариты, мм        | 250×200×80                                                                                                    |
| Вес, кг             | 2.5                                                                                                           |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Электропитание, В         | 220         |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 50 |
| Страна производства       | Россия      |

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.