

Аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Б-2К-ЛОР

Лазерная терапия

Ваша цена

Розница

55 200 руб.

Оптовая цена

52 440 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается



Описание

Аппарат для лазерной терапии Бином УзорМед-Б-2К-ЛОР

Бином УзорМед-Б-2К-ЛОР — аппарат лазерной терапии, предназначенный для проведения физиотерапевтических процедур в оториноларингологии. Устройство использует низкоинтенсивное лазерное излучение для неинвазивного воздействия на кровь и слизистые оболочки, способствуя снижению воспалительных процессов и активации восстановительных механизмов организма.

Аппарат применяется при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов. Воздействие может осуществляться как самостоятельно, так и в составе комплексной терапии. Использование лазерного излучения позволяет проводить процедуры без нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек.

В комплект входят два специализированных блока излучения: БИ1/14 для импульсного инфракрасного воздействия и БИК30/650 для непрерывного лазерного излучения. Световодные насадки обеспечивают доставку излучения в труднодоступные области ЛОР-органов, а магнитная насадка позволяет сочетать лазеротерапию с магнитным воздействием.

Блок управления позволяет регулировать мощность, частоту повторения импульсов и время воздействия, обеспечивая подбор параметров терапии в соответствии с индивидуальными особенностями пациента.

Показания к применению

- Риниты.
- Фарингиты.
- Гаймориты.
- Тонзиллиты.
- Ларингиты.
- Синуситы.
- Отиты.
- Воспалительные заболевания слизистых оболочек ЛОР-органов.
- Профилактика респираторных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей.

Особенности

- Неинвазивное лазерное облучение крови и слизистых оболочек.
- Применение при острых и хронических ЛОР-заболеваниях.
- Два независимых канала подключения излучателей.
- Блок импульсного инфракрасного излучения БИ1/14 в комплекте.
- Блок непрерывного лазерного излучения БИК30/650 в комплекте.
- Возможность использования магнитной насадки для повышения эффективности терапии.
- Регулировка мощности лазерного воздействия.
- Регулировка частоты повторения импульсов.
- Настройка времени облучения.
- Световодные насадки для доставки излучения в труднодоступные зоны ЛОР-органов.
- Световодные элементы изготовлены из нетоксичного оптического органического стекла.
- Возможность сочетания с другими методами лечения.
- Компактные габариты и небольшая масса.
- Отечественная разработка.
- Длительный срок службы.

Комплект поставки

- Блок управления УзорМед-Б-2К — 1 шт.
- Блок излучения инфракрасного диапазона БИ1/14 — 1 шт.
- Блок излучения красного диапазона БИК30/650 — 1 шт.
- Световодная насадка КНС-УрП №3 — 1 шт.
- Световодная насадка КНС-Ст №1 — 1 шт.
- Световодная насадка СН — 1 шт.
- Магнитная насадка МН-30 — 1 шт.
- Паспорт с инструкцией по эксплуатации — 1 шт.
- Методическое пособие — 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Режим излучения	Импульсный
Длительность импульса	70, 160 нс
Мощность излучения	не более 14 мВт
Длина волны	0,81÷0,91 мкм
Частота повторения импульсов	5, 80, 150, 300, 600, 1 500, 3 000 Гц
Скважность импульсов модуляции	1,8 – 2,2
Количество каналов подключения	2
Режим работы	непрерывный / автоматический
Электробезопасность	Класс II, тип В
Средняя наработка на отказ	не менее 3 000 ч
Срок службы	5 лет
Гарантия	24 месяца

Преимущества

- Неинвазивное проведение лечебных процедур без нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек.
- Эффективное применение при острых и хронических воспалительных заболеваниях ЛОР-органов.
- Сочетание лазеротерапии с магнитным воздействием при использовании насадки МН-30.
- Два специализированных блока излучения для различных терапевтических задач.
- Возможность доставки лазерного излучения в труднодоступные анатомические зоны.
- Световодные насадки из оптического органического стекла с высокой светопропускной способностью.
- Регулировка мощности лазерного воздействия в зависимости от клинической задачи.
- Настройка частоты повторения импульсов для индивидуального подбора терапии.
- Изменение времени процедуры непосредственно с блока управления.
- Возможность применения как самостоятельного метода лечения, так и в составе комплексной терапии.
- Два независимых канала подключения излучателей.
- Компактные размеры для удобного размещения в физиотерапевтическом кабинете.
- Небольшая масса, облегчающая транспортировку и эксплуатацию аппарата.
- Надёжная конструкция с ресурсом наработки на отказ не менее 3 000 часов.
- Длительный срок службы не менее 5 лет.
- Соответствие требованиям электробезопасности класса II, тип В.
- Возможность использования в различных направлениях оториноларингологической практики.
- Отечественная разработка, адаптированная для медицинских учреждений.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Бином

Страна бренда

Россия

Отрасли

Для ЛОР-кабинета

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040472.pdf
Габариты, мм	240×220×90
Вес, кг	3
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.