

## Аппарат для лечения токами надтональной частоты НанЭма Ультратон-ЭМА-Н

Электротерапия



Ваша цена

Розница

**32 000 руб.**

Оптовая цена

**25 168 руб.**



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Физиотерапевтический аппарат для лечения токами надтональной частоты НанЭма Ультратон-ЭМА-Н

Физиотерапевтический аппарат НанЭма Ультратон-ЭМА-Н – это современный генератор синусоидальных высокочастотных колебаний с высоковольтным выходом, разработанный для проведения процедур ультратонотерапии. Прибор обеспечивает комплексное локальное воздействие переменным током надтональной частоты (ТНЧ) и коронным искровым разрядом через специализированные стеклянные газоразрядные электроды, что делает его востребованным в хирургии, дерматологии, гинекологии и стоматологии.

Клиническое преимущество ТНЧ перед классической дарсонвализацией заключается в более интенсивном эндогенном теплообразовании при значительно более мягком, щадящем воздействии на кожу. Выделяющееся тепло способствует стойкой вазодилатации, купирует спазмы, активизирует микроциркуляцию и лимфодренаж, быстро снимая болевой синдром, вызванный периневральным отёком. Сопутствующее выделение озона и оксидов азота обеспечивает выраженный бактериостатический эффект, предотвращая размножение микроорганизмов в зоне обработки.

#### Функциональные особенности

- Щадящее воздействие без раздражения. Мягкий терапевтический эффект позволяет успешно применять аппарат в педиатрической практике, в том числе для лечения кожных проявлений аллергии и экссудативного диатеза у детей.
- Интеллектуальная система блокировки «нулевого старта». Исключает риск случайного поражения пациента током: при включении прибора или восстановлении питания после сбоя подача напряжения блокируется, если регулятор мощности не установлен в крайнее левое (нулевое) положение.
- Автоматизированный контроль времени. Встроенный электронный таймер позволяет задать продолжительность сеанса от 1 до 99 минут, после чего аппарат автоматически прекращает подачу тока и издаёт звуковой сигнал.
- Широкий спектр рабочих насадок. В базовую комплектацию включены 8 газоразрядных электродов различной конфигурации, адаптированных для работы в разных анатомических зонах.
- Косметический эффект в хирургии. Обработка послеоперационных ран токами надтональной частоты способствует формированию аккуратного рубца и предотвращает образование грубых спаек.

#### Комплект поставки

- Аппарат Ультратон-ЭМА-Н – 1 шт.
- Универсальный электрододержатель – 1 шт.
- Комплект газоразрядных электродов – 8 шт.
- Плавкие вставки (предохранители) – 1 комплект.
- Паспорт и руководство пользователя – 1 шт.

#### Технические характеристики

| ПАРАМЕТР                          | ПОКАЗАТЕЛЬ                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Тип воздействия                   | Токи надтональной частоты (ТНЧ) |
| Максимальная выходная мощность    | 10 ± 2 Вт                       |
| Частота высокочастотных колебаний | 22 ± 1,65 кГц                   |

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Количество рабочих электродов в комплекте | 8 шт.                                                     |
| Диапазон настройки таймера                | 1–99 мин                                                  |
| Тип таймера                               | С автоматическим отключением и звуковым оповещением       |
| Система безопасности пациента             | Блокировка подачи тока при ненулевом положении регулятора |

## Преимущества

- Высокая терапевтическая эффективность за счёт сочетанного воздействия глубокого эндогенного тепла, высокочастотного тока и местной озонотерапии.
- Комфортное и безболезненное проведение процедур благодаря отсутствию резкого раздражающего эффекта на кожные покровы.
- Абсолютная безопасность для пациента и медицинского персонала, гарантированная надёжным блокировочным устройством.
- Снижение лекарственной нагрузки на организм благодаря мощному собственному анальгезирующему, противовоспалительному и бактериостатическому действию ТНЧ.
- Универсальность и экономическая рентабельность для многопрофильных клиник благодаря наличию 8 профильных насадок в базовом комплекте.

## Характеристики

| Параметр:                        | Показатель:                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Бренд</b>                     | Новоаннинский завод ЭМА             |
| <b>Страна бренда</b>             | Россия                              |
| <b>Отрасли</b>                   | Реабилитация, Эстетическая медицина |
| <b>Габариты, мм</b>              | 260×180×85                          |
| <b>Вес, кг</b>                   | 3.5                                 |
| <b>Электропитание, В</b>         | 220                                 |
| <b>Потребляемая мощность, Вт</b> | 50                                  |
| <b>Страна производства</b>       | Россия                              |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.