

Аппарат для магнитотерапии Мед ТеКо Магнит-М-1000

Магнитотерапия



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Аппарат для магнитотерапии Мед ТеКо Магнит-М-1000

Магнит-М-1000 — современный физиотерапевтический аппарат для низкочастотной магнитотерапии, предназначенный для лечебного воздействия переменным магнитным полем на различные органы и системы человека.

Применяется в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, обеспечивая точную настройку параметров терапии и высокую эффективность процедур.

Аппарат оснащён цветным сенсорным дисплеем, интеллектуальной системой идентификации индукторов, световой индикацией наличия тока и удобным интерфейсом для программирования режимов лечения.

Устройство имеет эргономичный дизайн, надёжную конструкцию и возможность выбора одного из четырёх уровней магнитной индукции, что позволяет точно адаптировать воздействие под клинические задачи.

Особенности

- Цветной ЖК-сенсорный дисплей для интуитивного управления.
- Четырёхступенчатая регулировка магнитной индукции: 25 %, 50 %, 75 %, 100 % от максимума.
- Индивидуальный выбор режимов работы для разных индукторов.
- Интеллектуальная система идентификации подключаемых индукторов.
- Световая индикация наличия тока в индукторе.
- Гибкий выбор длительности посылки и паузы в прерывистом режиме.
- Современная элементная база и эргономичный корпус.
- Устойчивость к длительной нагрузке (до 6 часов непрерывной работы).
- Три вида индукторов в комплекте: два соленоида и один поясной.
- Компактные размеры и удобство транспортировки.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип тока	Синусоидальный
Управление	Цветной сенсорный дисплей
Режимы работы	Непрерывный и прерывистый (в зависимости от индуктора)
Частота тока индукторов	Индуктор №1 — $1\,000 \pm 100$ Гц
Индуктор №2	700 ± 100 Гц
Индуктор №3	$1\,000 \pm 100$ Гц
Макс. магнитная индукция (№1, №2)	В центре кольца — $1,5 \pm 0,3$ мТл
На внутренней поверхности	— до 10 мТл
На расстоянии 50 см от торца	— до 0,5 мТл
Макс. магнитная индукция (№3)	15 ± 3 мТл
Регулировка индукции	4 ступени (25 %, 50 %, 75 %, 100 % от максимума)
Длительность посылки/паузы	$1,5 \pm 0,3$ мин

Время выхода на рабочий режим	До 30 с
Время непрерывной работы	Не менее 6 ч
Диапазон таймера	1–99 мин ± 2 %
Питание	220 В ± 10 % / 50 Гц
Потребляемая мощность	До 50 ВА
Уровень шума	До 55 дБа
Габариты аппарата	317 × 219 × 141 мм ± 10 %
Габариты индуктора №1	270 × 164 × 279 мм ± 10 %
Габариты индуктора №2	270 × 164 × 279 мм ± 10 %
Габариты индуктора №3	708 × 75 × 14 мм ± 10 %
Масса комплекта	5,3 кг ± 10 %

Комплект поставки:

- Электронный блок — 1 шт.
- Индуктор №1 (соленоид) — 1 шт.
- Индуктор №2 (соленоид) — 1 шт.
- Индуктор №3 (поясной) — 1 шт.
- Эксплуатационная документация — 1 комплект

Преимущества

Аппарат для магнитотерапии Мед ТеКо Магнит-М-1000 предлагает ряд преимуществ, обеспечивающих эффективность, безопасность и комфорт при физиотерапевтическом лечении:

- Глубокое проникновение магнитного поля — воздействует на ткани на глубине до 10 см, усиливая терапевтический эффект.
- Широкий диапазон частот — позволяет подбирать индивидуальные параметры для разных патологий.
- Бесконтактное воздействие — процедура проводится без физического контакта с кожей пациента, снижая риск раздражения.
- Удобное управление — простая и понятная панель управления с цифровой индикацией параметров.
- Разнообразие программ — встроенные режимы терапии для лечения опорно-двигательной, нервной и сосудистой систем.
- Компактный корпус — аппарат удобно размещается в процедурных кабинетах с ограниченным пространством.
- Низкий уровень шума — комфортные условия проведения процедуры даже при длительной терапии.
- Надёжность и долговечность — высококачественные комплектующие и устойчивость к длительной эксплуатации.
- Безопасность использования — встроенная система самодиагностики и защита от перегрузок.
- Подходит для применения в медицинских учреждениях различного профиля — от реабилитационных центров до санаториев и частных клиник.

Аппарат Мед ТеКо Магнит-М-1000 — это эффективное и современное решение для проведения магнитотерапии, направленное на ускорение процессов восстановления, уменьшение боли и улучшение общего состояния пациента.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Мед ТеКо
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010035883.pdf
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	50
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.