

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-1200P

Прессотерапия



Ваша цена

Розница

266 820 руб.

Оптовая цена

256 148 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество секций в манжете: 12
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...260
- Время работы, мин: 1...60
- Количество режимов работы: 8
- Особенности: есть ЖК-дисплей

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011

Описание

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-1200

Won Industry LC-1200 предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии. Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии) и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (собственно, массаж на основе поочерёдного повышения давления в различных секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом.

В комплект поставки входят три набора манжет: для ног, для талии и для рук. Манжеты состоят из 12 воздушных отсеков. Кровоток последовательно стимулируется давлением отсеков попеременно или последовательно надуваемыми нагнетаемым в них воздухом.

Аппарат снабжён ЖК-дисплеем, на котором видны все параметры работы: тип подключённой манжеты, давление в ней, скорость и время работы, выбранная программа массажа. Продолжительность давления в каждом сегменте (скорость программы) может составлять 4, 8, 12, 16 или 20 секунд.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

Won Industry LC-1200 обеспечивает 8 видов массажа:

- Программы А, С, D, F: классический компрессионный массаж.
- Программа В, Е: пневмокомпрессионный массаж с направленным лимфодренажным компонентом.
- Программа G: пневмокомпрессионный массаж со стимулированием лимфооттока.
- Программа H: комбинированная программа.

Показания к профилактике:

- Для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объёмов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отёков после аппаратной косметологии).
- Профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем.
- Профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов.

- Профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника).
- Восстановительный период после травм и операций.

Показания к терапии:

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Гипертоническая болезнь.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Цереброваскулярная болезнь.
- Последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей.
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбоишиазом и реактивными миозитами конечностей.
- Деформирующий остеоартроз суставов конечностей.
- Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный.

Преимущества

Преимущества Won Industry LC-1200

- Возможность выбора режимов и степени давления.
- 8 различных режима использования.
- 12-секционные манжеты безразмерные и подойдут всем.
- ЖК-дисплей.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Количество секций в манжете	12
Давление в манжете, мм рт. ст.	50...260
Время работы, мин	1...60
Количество режимов работы	8
Особенности	есть ЖК-дисплей
Габариты, мм	415×360×210
Вес, кг	12
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.