

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600S

Прессотерапия и лимфодренаж



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

- Акция

Описание

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600S

Won Industry LC-600S предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии. Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии) и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (массаж с поочерёдным повышением давления в секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию с направленным лимфодренажным компонентом.

Аппарат Won Industry LC-600S обеспечивает четыре вида массажа, что делает его универсальным решением как для медицинских, так и косметологических процедур:

- Программы А, В: классический компрессионный массаж — поочерёдное надувание секций манжет с равномерным распределением давления, направленное на улучшение микроциркуляции и снятие отёков.
- Программа С: пневмокомпрессионный массаж с направленным лимфодренажным компонентом — способствует ускорению лимфооттока и выводу межклеточной жидкости.
- Программа D: комбинированная — глубокий компрессионный массаж, направленный лимфодренаж и сегментарная локальная баротерапия для проработки отдельных зон.

Каждая программа настраивается по длительности, скорости, давлению и соответствует различным терапевтическим задачам.

Параметры работы

Аппарат снабжён ЖК-дисплеем, на котором отображаются все параметры работы: тип подключённой манжеты, давление, скорость и время работы, а также активная программа массажа.

- Продолжительность давления в сегменте: 4, 8, 12, 16 или 20 секунд.
- Общее время процедуры: от 0 до 60 минут (рекомендуется не менее 10 минут).
- Регулировка давления: 50–280 мм рт. ст. Стандартное значение — 200 мм рт. ст., подстраивается под комфорт пациента.

Манжеты

В комплект Won Industry LC-600S входят четыре манжеты:

- две для ног (размер L);
- одна для талии;
- одна для руки.

Манжеты универсальны и подходят большинству пациентов.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

Показания к применению:

- Косметология: антицеллюлитные процедуры, уменьшение объемов тела, снятие отеков и пастозности.
- Профилактика: варикоз, венозные тромбозы, малоподвижный образ жизни (в т.ч. запоры, простатит), заболевания суставов и сосудов.
- Терапия: хронический варикоз, ИБС, гипертония, ПТФБ, остеохондроз, посттравматический лимфостаз, ДЦП, нарушения микроциркуляции.

Технические характеристики

Параметр	Won Industry LC-600S
Количество отсеков в манжете	6
Количество режимов	4
Давление, мм рт. ст.	50–280
Время процедуры, мин	0–60
Размеры аппарата, мм	415 × 360 × 210
Вес аппарата, кг	11,5
Питание	220–240 В, 50/60 Гц

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест, шт.	1
Максимальная длина места, мм	430
Максимальная ширина места, мм	480
Максимальная высота места, мм	480
Максимальный вес места, кг	17
Общий вес, кг	17
Общий объем, м3	0,099072

Преимущества

Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600S предлагает ряд преимуществ, делающих его эффективным, удобным и универсальным решением для физиотерапевтической и эстетической практики:

- Простое и интуитивно понятное управление — управление аппаратом не требует специального обучения.
- Возможность выбора нужного комплекта манжет — для ног, талии или руки, в зависимости от зоны воздействия.
- Регулируемое время процедуры — можно задать продолжительность от 0 до 60 минут в зависимости от показаний.
- Настраиваемый уровень давления — от 50 до 280 мм рт. ст., что позволяет индивидуализировать воздействие под пациента.
- 4 режима массажа — включая классический компрессионный, направленный лимфодренаж и глубокую баротерапию.
- Возможность комбинирования программ — для достижения максимального терапевтического эффекта.
- ЖК-дисплей с отображением параметров — удобный контроль времени, давления, скорости и выбранной программы.
- Подходит для терапии, профилактики и реабилитации — широкая сфера применения в медицине и косметологии.
- Надёжная конструкция и качество сборки — аппарат сертифицирован и имеет регистрационное удостоверение.

Является универсальным решением для прессотерапии, лимфодренажа и баротерапии, обеспечивая безопасность, адаптивность и высокую эффективность процедур.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010020989.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020989.pdf
Габариты, мм	415 × 360 × 210
Вес, кг	11.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.