

Аппарат Ротта TAGLER АРП

Проекторы знаков, проверка зрения



Ваша цена

Розница

5 800 руб.

Оптовая цена

5 568 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Аппарат Ротта TAGLER

Осветитель таблиц (аппарат Ротта) предназначен для определения остроты зрения, визуса и подбора очков методом субъективной пробы.

Прибор не имеет РУ и может использоваться в учебных заведениях для изучения работы, в лабораториях, для бытовых целей.

Осветитель таблиц российского производства выполнен в пластиковом корпусе, внутренний периметр которого, снабжен зеркальными отражателями. Внутри, на задней стенке корпуса закрепляются таблицы для проверки остроты зрения. Источник света - линейный светильник с трубчатой лампой дневного света.

Освещённость в центре таблицы: не менее – 700 лк.

Комплектация

- Корпус – 1 шт.
- Светильник с люминесцентной лампой – 1 шт.
- Таблица Головина-Сивцева (кольца Ландольта) – 1 шт.
- Таблица Головина-Сивцева (буквы) – 1 шт.
- Таблица Ш-типа – 1 шт.
- Таблица Орлова-Сивцева (детская) – 1 шт.
- Таблица для проверки остроты зрения вблизи – 1 шт.
- Указка пластиковая – 1 шт.
- Окклюдер – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

TAGLER

Страна бренда

Россия

Отрасли

Для кабинета офтальмолога

Габариты, мм

625x520x90

Вес, кг	3
---------	---

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.