

Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 22
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø250×450
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,23

MELAG
competence in hygiene

Под заказ

Описание

Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+

MELAG Euroklav 23 VS+ — это паровой автоклав с предварительным вакуумированием и вакуумной сушкой.

MELAG предлагает практикующим врачам экономичную альтернативу серии «Vasuklav» рекомендуя Euroklav 23 VS+, там, где тип инструмента или упаковки не требует применения автоклавов «Класса В». Благодаря увеличенному по сравнению с Euroklav 29 VS+ объёму камеры, составляющему 22 литра (глубина камеры 45 см), Euroklav 23 VS+ особо пригоден для кабинетов, где требуется стерилизация более длинных инструментов, упаковок или кассет.

Euroklav 23 VS+ имеет 4 программы «Класса S» для стерилизации неупакованных и упакованных инструментов и ткани. Мощный и эффективный вакуумный насос создаёт предварительное вакуумирование для надёжного удаления воздуха перед стерилизацией, а также ещё одно для сушки инструмента после стерилизации. Современная электроника обеспечивает возможность документирования по сети, через карту памяти либо с помощью регистрирующего принтера MELAprint 42.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА № ФСР 2012/12739.

Преимущества

- Больше места для инструментов, благодаря более глубокой стерилизационной камере.
- Безопасное предвакуумирование и поствакуумирование, короткие рабочие циклы.
- Удобный интерфейс.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	MELAG
Страна бренда	Германия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010009340.pdf
Тип загрузки	горизонтальный

Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	22
Размеры рабочей камеры, мм	Ø250×450
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,1
Размер полки, мм	420×190×20
Максимальное рабочее давление, МПа	0,23
Габариты, мм	425×690×485
Вес, кг	43
Вес в упаковке, кг	45
Электропитание, В	230
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.