

Автоматический тонометр Little Doctor LD23L с большой манжетой

Тонометры



Ваша цена

Розница

2 682 руб.

Оптовая цена

2 658 руб.

Little Doctor

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Автоматический тонометр Little Doctor LD23L с большой манжетой

Little Doctor LD23L — автоматический электронный тонометр осциллометрического типа для измерения артериального давления и пульса на плече. Модель относится к компактным и экономичным решениям для регулярного контроля сердечно-сосудистых показателей в домашних условиях и в амбулаторной практике.

Прибор использует интеллектуальный алгоритм Fuzzy, который адаптирует процесс измерения к индивидуальным особенностям сердечного ритма, повышая точность результатов. Управление осуществляется одной кнопкой, что делает использование максимально простым и интуитивным.

Модель оснащена большой манжетой для окружности плеча от 32 до 43 см, звуковой индикацией этапов измерения и возможностью работы как от батареек, так и от сетевого адаптера, который входит в комплект поставки.

Особенности

- Осциллометрический метод измерения артериального давления и пульса.
- Интеллектуальный алгоритм Fuzzy с учётом индивидуальных особенностей сердцебиения.
- Полностью автоматическая накачка и снижение давления.
- Управление одной кнопкой.
- Большая манжета Cuff-LDA2 для окружности плеча от 32 до 43 см.
- Звуковая индикация этапов измерения.
- Индикатор аритмии.
- Питание от 4 × 1,5 В (тип AA) или от сетевого адаптера.
- Адаптер электросети LD-N057 в комплекте.
- Компактный корпус и небольшая масса прибора.

Комплект поставки

- Электронный блок тонометра LD23L.
- Манжета Cuff-LDA2.
- Источник электропитания LD-N057.
- 4 элемента питания.
- Сумка для хранения и переноски.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Метод измерения	осциллометрический
Место наложения манжеты	плечо
Снижение давления	автоматическое
Накачка манжеты	автоматическое

Интеллектуальная система интеллектуальный алгоритм автоматической адаптации измерения к индивидуальным особенностям сердечного ритма (Fuzzy)

Диапазон измерения давления	от 40 до 260 мм рт. ст.
Диапазон измерения пульса	от 40 до 160 уд./мин.
Погрешность измерения давления	± 3 мм рт. ст.
Погрешность измерения пульса	± 5 %
Температура эксплуатации	от +10 до +40 °C
Влажность эксплуатации	85 % и ниже
Питание	4 × 1,5 В (тип АА) или адаптер электросети 6 В, не менее 600 мА
Адаптер в комплекте	да
Гнездо для адаптера	да
Размер манжеты	от 32 до 43 см
Материал манжеты	нейлон
Материал камеры манжеты	ПВХ
Индикатор аритмии	да
Звуковая индикация	да
Тип дисплея	ЖК-дисплей
Одновременная индикация давления и пульса	да
Индикация времени и даты	нет
Память	нет
Срок службы тонометра	7 лет
Срок службы манжеты	3 года
Гарантия	5 лет

Преимущества

- Полностью автоматическое измерение артериального давления и частоты пульса без ручной подкачки воздуха.
- Интеллектуальный алгоритм Fuzzy автоматически подбирает параметры измерения с учётом индивидуальных особенностей сердечного ритма.
- Управление одной кнопкой упрощает ежедневное использование прибора.
- Увеличенная манжета подходит для пользователей с окружностью плеча от 32 до 43 см.
- Звуковая индикация сопровождает этапы измерения и повышает удобство эксплуатации.
- Автоматическое снижение давления в манжете обеспечивает комфорт во время процедуры.
- Встроенный индикатор аритмии помогает своевременно обратить внимание на нерегулярность сердечного ритма.
- Одновременное отображение значений давления и частоты пульса на ЖК-дисплее.
- Возможность работы как от элементов питания, так и от сетевого адаптера.
- Сетевой адаптер входит в стандартный комплект поставки и не требует дополнительной покупки.
- Компактные размеры корпуса обеспечивают удобное хранение и транспортировку.
- Отсутствие встроенной памяти упрощает управление и делает устройство удобным для быстрого измерения.
- Надёжная конструкция рассчитана на срок службы тонометра до 7 лет.
- Гарантия производителя составляет 5 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040583.pdf
Габариты, мм	129×68×54

Вес, кг	0.358
---------	-------

Электропитание, В

4×1.5В (тип AA) или адаптер электросети (6В, не менее 600 мА)

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.