

## Автономная вытяжка Runwangda WJH0604

Сантехнические принадлежности для лабораторий



**Ваша цена**

Розница

**15 879 руб.**

Оптовая цена

**15 244 руб.**

**RW** 1982

В наличии

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Автономная вытяжка Runwangda WJH0604

Вытяжка Runwangda WJH0604 идеально подходит для удаления выхлопных газов, растворителей и других вредных газов в химических лабораториях, ремонтных мастерских, образовательных учреждениях, салонах красоты, цехах по переработке металла, мастерских по обработке ювелирных изделий.

Можно закрепить на стене или потолке. Сделана из полипропилена.

Диаметр трубы: 75 мм. Диаметр воздухозаборника: 385 мм. Наибольшая степень растяжения: 135 градусов. Максимальное расстояние по вертикали: 1770 мм. Длина фиксированной опоры: 1030 мм. Наружный диаметр соединительного соединения: 100 мм.

Значительно экономит место по сравнению с обычным вытяжным шкафом. Позволяет точно удалить вредные газы.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Runwangda

Страна бренда

Китай

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.