

Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 15W G13

Бактерицидные лампы для облучателей



Ваша цена

Розница
190 руб.

Оптовая цена
180 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип цоколя: G13
- Материал цоколя: металлический

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Бактерицидная лампа LEDVANCE TIBERA UVC 15W G13

Лампа UVC 15W предназначена для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения длиной волны 253,7 нм в бактерицидных облучателях.

Срок службы лампы до 10800 часов.

Колба лампы выполнена из увиолевого стекла. Лампа не генерирует озон, что позволяет использовать их в присутствии людей.

Преимущества

Преимущества LEDVANCE TIBERA UVC 15W

- Высокая интенсивность ультрафиолетового излучения типа С.
- Большой срок службы.
- Колба из увиолевого стекла.
- Не выделяется озон.

Характеристики

Параметр: Показатель:

Бренд LEDVANCE

Страна бренда Германия

Мощность одной УФ-лампы, Вт 15

Бактерицидный поток, Вт 5,1

| | |
|----------------------------|-------|
| Срок службы УФ-ламп, часов | 10800 |
|----------------------------|-------|

| | |
|------------|-----|
| Тип цоколя | G13 |
|------------|-----|

| | |
|-----------------|---------------|
| Материал цоколя | металлический |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------------|--------|
| Страна производства | Россия |
|---------------------|--------|

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.