

Бесконтактный инфракрасный термометр Landwind Medical LWFT 118

Медицинские термометры

Арт. LWFT118



Ваша цена

Розница

1 245 руб.

Оптовая цена

1 196 руб.

LANDWIND

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Тип батарейки: AA, 2 шт. (в комплект не входят)
- Диапазон измерений, $^{\circ}\text{C}$: 32-43
- Время измерения, с: 1

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Бесконтактный инфракрасный термометр Landwind Medical LWFT 118

Термометр LWFT 118 предназначен для точного и безопасного измерения температуры тела. Работает в закрытых помещениях, в отсутствии сквозняков.

Обеспечивает надёжные результаты и отличную производительность благодаря высокоточным инфракрасным датчикам. Не реагирует на температуру окружающей среды, что позволяет показывать точные результаты.

Термометр не только измеряет температуру со лба, уха или с любой поверхности организма, но и с поверхности любого предмета. Измерение температуры производится на расстоянии 3-5 см от измеряемой части тела. Результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей большого размера с высокой яркостью через 1 секунду после измерения. О повышенной температуре оповещает оператора звуковым сигналом.

Преимущества

Преимущества Landwind Medical LWFT 118

- Высокое качество.
- Практичный в использовании.
- Широкая применимость.
- Большой ЖК-дисплей.
- Современный дизайн.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	LWFT118
Бренд	Landwind Medical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение, Для дома
Тип батареек	АА, 2 шт. (в комплект не входят)
Диапазон измерений, μ	32-43
Время измерения, с	1
Габариты, мм	152×38×35
Вес, кг	0.1
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.