

Беспроводной не прямой налобный бинокулярный офтальмоскоп ALMAS YZ25C

Офтальмоскопы



Ваша цена

Розница
256 771 руб.

Оптовая цена
246 500 руб.

 **АлмасМед**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Беспроводной не прямой налобный бинокулярный офтальмоскоп ALMAS YZ25C

ALMAS YZ25C – современный беспроводной налобный бинокулярный офтальмоскоп, предназначенный для детального исследования глазного дна и сетчатки с целью выявления офтальмологических патологий. Конструкция прибора обеспечивает высокую точность визуализации и комфорт врача при длительных диагностических процедурах.

Оптическая система с усовершенствованной конструкцией обеспечивает широкое поле зрения, высокую резкость и минимизацию оптических искажений. Бинокулярный принцип наблюдения позволяет формировать объёмное восприятие исследуемых структур, повышая информативность диагностики. Беспроводное исполнение с аккумуляторным питанием обеспечивает свободу движений специалиста и удобство работы в клинических условиях.

Светодиодный источник освещения высокой эффективности с плавной регулировкой яркости обеспечивает стабильный световой поток и длительный срок службы. В комплект входит асферическая линза +20D, обеспечивающая чёткое и детализированное изображение при офтальмоскопии.

Особенности

- Беспроводная конструкция с аккумуляторным питанием для максимальной мобильности врача.
- Усовершенствованная оптическая система для получения чёткого изображения без искажений.
- Бинокулярное наблюдение с объёмным восприятием структуры глазного дна.
- Регулируемое межзрачковое расстояние для индивидуальной настройки.
- Регулируемый головной обруч по окружности и глубине посадки.
- Светодиодный источник света с высокой стабильностью и длительным сроком службы.
- Плавная регулировка интенсивности освещения с помощью реостата.
- Наличие апертур различного размера для адаптации к разным зрачкам.
- Встроенные фильтры (бескрасный, бесцветный, кобальтово-синий) для повышения диагностической точности.
- Компактный и удобный дизайн с равномерным распределением веса на голове.
- Лёгкая конструкция, снижающая утомляемость при длительной работе.
- В комплекте асферическая линза +20D для качественной визуализации глазного дна.
- Удобный переносной кейс для хранения и транспортировки.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	налобный бинокулярный бесконтактный офтальмоскоп
Регулировка межзрачкового расстояния (PD)	52 – 74 мм
Регулировка головного обруча	520 – 660 мм (окружность), 100 – 125 мм (глубина)
Диаметр зрачка	1 – 10 мм
Апертуры	большая, средняя, малая
Фильтры	бескрасный, бесцветный, кобальтово-синий
Фокусное расстояние (линза +20D)	50,5 мм
Тип освещения	светодиодная лампа

Интенсивность освещения плавная регулировка, до 500 лк

Режим работы непрерывный

Преимущества

- Беспроводная конструкция обеспечивает свободу перемещения врача и удобство работы без привязки к питанию.
- Усовершенствованная бинокулярная оптическая система формирует объёмное изображение глазного дна с высокой диагностической точностью.
- Оптическая конструкция с высокой светопередачей обеспечивает чёткое изображение без оптических искажений и потери детализации.
- Стабильное светодиодное освещение с длительным сроком службы и низким тепловыделением.
- Плавная регулировка яркости позволяет точно настраивать освещение под клинические задачи.
- Наличие сменных апертур (большая, средняя, малая) для работы с разными диаметрами зрачка.
- Набор оптических фильтров (бескрасный, бесцветный, кобальтово-синий) повышает информативность диагностики сосудов и сетчатки.
- Лёгкая эргономичная конструкция снижает нагрузку на голову врача при длительных обследованиях.
- Регулируемый головной обруч обеспечивает точную индивидуальную посадку и комфорт при работе.
- Интегрированная аккумуляторная система обеспечивает автономную работу без потери мощности освещения.
- Совместимость с асферической линзой +20D обеспечивает высокую резкость и широкое поле обзора.
- Оптимизированная система балансировки веса повышает устойчивость конструкции при длительном ношении.
- Компактный дизайн и переносной кейс упрощают транспортировку и хранение оборудования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АлмасМед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039550.pdf
Габариты, мм	310-380×235×130-160
Вес, кг	0.65
Электропитание, В	7,4 (Аккумуляторная батарея Li+)
Потребляемая мощность, Вт	3,2
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.