

## Бидистиллятор LAUDA Puridest PD 2 D

Дистилляторы      Арт. L003020



- Тип прибора: бидистиллятор
- Производительность, л/ч: 2

° LAUDA

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

### Описание

#### Бидистиллятор LAUDA Puridest PD 2 D

Бидистиллятор LAUDA Puridest PD 2 D предназначен для получения особо чистого, бедного газом, стерильного и апиrogenного дистиллята для разбавления реагентов и образцов. Полученный дистиллят с проводимостью до 1,6 мкСм/см используется для стерилизации, приготовления буферных растворов, в аналитических целях и для подготовки образцов для жидкостной хроматографии. Сбор дистиллята осуществляется через отвод с пылезащитным колпаком. Внутри резервуара расположен холодильник, который при необходимости можно заменить на новый. Разгазирование CO<sub>2</sub> происходит в отводе холодильника.

Аппарат снабжён электронным датчиком уровня воды и электронным датчиком загрязнений, отключающим дистиллятор при сильной загрязнённости воды в испарителе первой стадии. Автоматическое отключение воды позволяет экономно использовать воду.

Все детали изготовлены из нержавеющей высококачественной стали. Корпус оцинкованный с порошковым эпоксидным покрытием. Дистиллятор можно разместить как на столе, так и на стене.

В помещении, где располагается бидистиллятор температура воздуха должна находиться в пределах от 10 °C до 40 °C.

### Преимущества

#### Преимущества бидистиллятора LAUDA Puridest PD 2 D

- Защита от перегрева.
- Высокое качество дистиллированной воды.
- Экономия энергии при перегонки воды.
- Электронный датчик уровня воды.
- Электронный датчик загрязнений.
- Разгазирование CO<sub>2</sub>.
- Удобная и быстрая чистка бидистиллятора.
- Автоматическое отключение воды позволяет экономить воду.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

L003020

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Бренд                                         | LAUDA         |
| Страна бренда                                 | Германия      |
| Тип прибора                                   | бидистиллятор |
| Производительность, л/ч                       | 2             |
| Расход воды, л/ч                              | 72            |
| Удельная проводимость бидистиллята, не более, |               |
| мкСм/см                                       | 1,6           |
| Габариты, мм                                  | 500×260×470   |
| Вес, кг                                       | 21            |
| Электропитание, В                             | 220           |
| Потребляемая мощность, Вт                     | 3500          |
| Страна производства                           | Германия      |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.