

Бидистиллятор Ливам УПВА-5

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
115 000 руб.

Оптовая цена
111 550 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 5

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Бидистиллятор Ливам УПВА-5

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07650 от 17.05.2010 г.

Настольный бидистиллятор УПВА-5 предназначен для производства особо чистой воды для лабораторного анализа (тип II) с низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II) и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12X18H10T (AISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования.

Бидистиллятор УПВА-5 снабжён датчиком автоматического контроля уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. Поддержание количества воды, идущей на испарение — автоматическое. При наполнении водосборника дистиллятор отключается. Встроенный охладитель позволяет получить дистиллят с температурой не более 40 °С. Объединив бидистиллятор с водосборником, можно получить единую автоматически работающую систему.

Бидистиллятор должен быть размещен в помещении, имеющем водопровод с регулируемым вентилем подачи воды, систему водоотведения (канализацию), электросеть однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц и контур заземления. При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную нейтраль.

Срок службы — не менее 5 лет.

Преимущества

- Рациональное потребление электроэнергии.
- Экономный расход питьевой воды.
- Высокое качество дистиллята.
- Многоступенчатая система очистки.
- Автоматическая система безопасности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000025527.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000025527.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность (бидистиллят), л/ч	5
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	36
Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см	0,8-1
Габариты, мм	424 × 417 × 454
Вес, кг	20
Вес в упаковке, кг	26
Габариты в упаковке, мм	520 × 520 × 620
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3 600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.