

## Биомедицинский морозильник Haier DW-40L508

Медицинские морозильники



- Температура в морозильной камере, °C: -20...-40
- Общий объём, л: 490
- Объём морозильной камеры, л: 490

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

### Описание

#### Биомедицинский морозильник Haier DW-40L508

Биомедицинский морозильник Haier DW-40L508 предназначен для хранения плазмы крови, биологических материалов, реагентов и вакцин при температурном режиме от -20 до -40 °C. Он применяется в научно-исследовательских институтах, лабораториях, на станциях переливания крови, в больницах, санитарно-эпидемиологических службах и ветеринарных учреждениях. Морозильник рекомендован для хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19.

Устройство оснащено микропроцессорным контроллером с цифровым дисплеем, позволяющим задавать верхнюю и нижнюю границы температурного диапазона с срабатыванием сигнализации при их выходе. Улучшенная конструкция уплотнений двери с двумя прокладками поддерживает стабильную температуру и снижает энергопотребление. Система охлаждения обеспечивает высокую скорость замораживания, оснащена высокоэффективным компрессором и вентилятором конденсатора, а тело морозильника изолировано пенополиуретаном высокой плотности.

Двойная дверь с независимыми замками сохраняет температурный режим и экономит электроэнергию. Морозильник оборудован световой и звуковой сигнализацией, контактами для подключения удалённой сигнализации, регистратором температуры и резервной батареей, обеспечивающей работу систем мониторинга не менее 48 часов. Дополнительно предусмотрена защита компрессора от скачков напряжения и функция плавного пуска и остановки.

Внутренние поверхности выполнены из нержавеющей стали, наружные — из стали с антикоррозийным покрытием. Для удобства хранения предусмотрены регулируемые по высоте полки и выдвижные ящики с перегородками. Морозильник оснащён колёсиками и регулируемыми ножками для перемещения по помещению лаборатории.

#### Особенности

- микропроцессорное управление с цифровым дисплеем;
- высокая скорость замораживания за счёт эффективного компрессора и вентилятора конденсатора;
- двойная конструкция двери с независимыми замками;
- световая и звуковая сигнализация, контакты для удалённой сигнализации;
- резервная батарея для работы систем мониторинга не менее 48 часов;
- дополнительная защита компрессора и функция плавного пуска/остановки;
- регистратор температуры с сохранением протоколов работы;
- внутренние поверхности из нержавеющей стали, внешние — с антикоррозийным покрытием;
- регулируемые по высоте полки и выдвижные ящики с перегородками;
- колёсика и регулируемые ножки для удобства перемещения.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение	
Шаг регулировки температуры	1 °C	
Точность указания температуры на дисплее		0,1 °C
Исполнение	вертикальное, две двери	
Климатический класс	4	
Тип охлаждения	прямое охлаждение	

Режим разморозки	ручной
Контроллер	микропроцессорный
Дисплей	светодиодный
Габариты (внутренние Ш × Г × В)	685 × 610 × 1 228 мм
Выдвижные ящики	10
Интерфейсы USB и RS485	опция
Сила тока	2,9 А

## Преимущества

- Микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей.
- Система охлаждения.
- Двойная конструкция двери с независимыми замками.
- Звуковые и световые сигналы.
- Удалённая сигнализация.
- Резервная батарея.
- Дополнительная защита компрессора.
- Регистратор температуры.
- Сохранение в памяти протоколы.
- Дверной замок с блокировкой.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Haier Biomedical
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019466.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019466.pdf</a>
<b>Тип холодильника</b>	для вакцин, для крови
<b>Температура в морозильной камере, °C</b>	-20...-40
<b>Общий объём, л</b>	490
<b>Объём морозильной камеры, л</b>	490
<b>Хладагент</b>	HC
<b>Максимальный шум, дБ</b>	41
<b>Габариты, мм</b>	940 × 927 × 2 044
<b>Вес, кг</b>	164
<b>Вес в упаковке, кг</b>	200
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	997 × 927 × 2 044
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	285
<b>Страна производства</b>	Китай

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.