

Биомедицинский морозильник Haier DW-40L508

Медицинские морозильники

Арт. DW-40L508



- Температура в морозильной камере, °C: -20...-40
- Общий объём, л: 490
- Объём морозильной камеры, л: 490

Haier
Biomedical

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/10679 от 27.12.2023

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Морозильник биомедицинский Haier DW-40L508

Управление температурой осуществляется при помощи микропроцессорного контроллера, оснащённого цифровым дисплеем. Возможно задание пользователем верхней и нижней границ диапазона температуры, при выходе из которых будет срабатывать сигнализация. Улучшенная конструкция уплотнений двери с двумя прокладками способствует поддержанию заданной температуры и обеспечивает экономию электроэнергии. Система охлаждения обеспечивает высокую скорость замораживания, снабжена высокоэффективными компрессором и вентилятором конденсатора. Двойная конструкция двери с независимыми замками предназначена для сохранения температурного режима и экономии электроэнергии.

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Имеются контакты для подключения удаленной сигнализации. Для мониторинга работы морозильника и для сохранения настроек в случае отключения электропитания конструкторами предусмотрена резервная батарея. Время работы систем мониторинга, регистраторов температуры и микропроцессорного контроллера от резервной батареи составляет не менее 48 часов. Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или при сбоях в энергоснабжении, а также функция плавного пуска и остановки компрессора.

Регистратор температуры позволяет сохранять в памяти протоколы работы морозильника. Внешние поверхности выполнены из стали с антикоррозийным покрытием, внутренние поверхности выполнены из нержавеющей стали. В морозильниках установлены регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали и ящики с перегородками для отдельного хранения образцов. Для удобства перемещения по помещению лаборатории, морозильники оснащены колесиками и регулируемым по высоте ножками.

Преимущества

Преимущества Haier DW-40L508

- Микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей.
- Система охлаждения.
- Двойная конструкция двери с независимыми замками.
- Звуковые и световые сигналы.
- Удалённая сигнализация.
- Резервная батарея.
- Дополнительная защита компрессора.
- Регистратор температуры.
- Сохранение в памяти протоколы.
- Дверной замок с блокировкой.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	DW-40L508
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, °C	-20...-40
Общий объём, л	490
Объём морозильной камеры, л	490
Хладагент	HC
Габариты, мм	940×927×2044
Вес, кг	164
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	285

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.