

Биомедицинский морозильник Haier DW-40L92

Медицинские морозильники



- Температура в морозильной камере, °C: -20...-40
- Общий объём, л: 92
- Объём морозильной камеры, л: 92

Haier
Biomedical

Под заказ

Описание

Биомедицинский морозильник Haier DW-40L92

Биомедицинский морозильник Haier DW-40L92 предназначен для хранения плазмы крови, биологических материалов, реагентов и вакцин при стабильном температурном режиме от -20 до -40 °C. Он применяется в научно-исследовательских институтах, лабораториях, на станциях переливания крови, в больницах, санитарно-эпидемиологических службах и ветеринарных учреждениях. Рекомендован для хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19.

Управление температурой осуществляется с помощью микропроцессорного контроллера с цифровым ЖК-дисплеем. Пользователь может задать верхнюю и нижнюю границу диапазона рабочих температур. При отклонении температуры от заданного диапазона, перегреве, переохлаждении или неисправности датчика срабатывают световая и звуковая сигнализации. Морозильник оснащён энергонезависимой памятью для сохранения настроек пользователя и защитой компрессора от скачков напряжения, функцией плавного пуска и остановки компрессора. Встроенные змеевики в полках обеспечивают быстрое снижение температуры. Устройство оборудовано замком для предотвращения несанкционированного доступа и может оснащаться роликами для удобного перемещения.

Особенности

- микропроцессорное управление с цифровым ЖК-дисплеем;
- высокоэффективный компрессор Danfoss и вентилятор конденсатора;
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности;
- звуковые и световые сигнализации при отклонении температуры или неисправности;
- дверной замок для предотвращения несанкционированного доступа;
- энергонезависимая память для сохранения пользовательских настроек;
- защита компрессора от скачков напряжения и функция плавного пуска/остановки;
- встроенные змеевики в полках для быстрого охлаждения;
- ролики для удобного перемещения (опция).

Технические характеристики

Параметр	Значение	
Исполнение	Вертикальное, одна дверь	
Точность указания температуры на дисплее, °C		0,1
Климатический класс	4	
Тип охлаждения	Прямое охлаждение	
Режим разморозки	Ручной	
Контроллер	Микропроцессорный	
Дисплей	Цифровой ЖК	
Внутренние габаритные размеры (Ш × Г × В), мм		435 × 410 × 635
Сила тока, А	2,2	
Интерфейсы	USB и RS485 (опция)	

Преимущества

- Температурный диапазон от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ — обеспечивает надёжное хранение плазмы крови, вакцин, реагентов и биологических материалов.
- Микропроцессорное управление с цифровым ЖК-дисплеем — позволяет точно задавать верхнюю и нижнюю границу рабочих температур и контролировать их с высокой точностью.
- Система аварийной сигнализации — световые и звуковые оповещения при отклонении температуры, перегреве, переохлаждении или неисправности датчика.
- Энергонезависимая память — сохраняет все пользовательские настройки и параметры работы даже при сбоях электросети.
- Защита компрессора — предотвращает повреждения при скачках напряжения, обеспечивает плавный пуск и остановку оборудования.
- Высокоэффективный компрессор Danfoss и вентилятор конденсатора — обеспечивают быстрый и стабильный процесс охлаждения.
- Встроенные змеевики в полках — ускоряют снижение температуры в рабочей камере.
- Замок на дверце — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
- Ролики с фиксаторами (опция) — обеспечивают удобное перемещение морозильника при необходимости.
- Теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности — минимизирует теплотери и поддерживает стабильную температуру.
- Низкий уровень шума — всего 29 дБ, что делает использование оборудования комфортным в лабораторных и клинических помещениях.
- Прямое охлаждение и ручной режим разморозки — простота обслуживания и надёжность работы.
- Интерфейсы USB и RS485 (опция) — для подключения к системе мониторинга и удалённого контроля.
- Прочный и долговечный корпус — рассчитан на интенсивную эксплуатацию и регулярную дезинфекцию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019455.pdf
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, $^{\circ}\text{C}$	$-20\text{...}-40$
Общий объём, л	92
Объём морозильной камеры, л	92
Хладагент	HC
Максимальный шум, дБ	29
Габариты, мм	640 × 610 × 810
Вес, кг	46
Вес в упаковке, кг	51
Габариты в упаковке, мм	660 × 700 × 910
Электропитание, В	220

Потребляемая мощность, Вт	340
---------------------------	-----

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.