

## Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L628

Медицинские морозильники

Арт. DW-86L628



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 628
- Объём морозильной камеры, л: 628

Товар участвует в акциях:

- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/08610 от 16.11.2023

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Морозильник биомедицинский Haier DW-86L628

Управление осуществляется при помощи микропроцессора, параметры отображаются на цифровом дисплее. Используется VIP технология поддержания температуры — сверхтонкие вакуумно-изоляционные панели повышенной плотности (VIP), которая снижает толщину стенок и увеличивает полезный объём морозильника без потери теплоизоляционных свойств. Морозильник оснащён оптимизированной каскадной системой охлаждения и высокоэффективным компрессором Danfoss

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или при сбоях в энергоснабжении, а также функция плавного пуска и остановки компрессора.

Морозильник оснащён уникальной функцией U-COOL, которая позволяет информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры. Предусмотрен пароль для предотвращения несанкционированного изменения рабочих параметров.

Морозильник имеет контроллер со встроенной системой самодиагностики важнейших узлов и механизмов, который фиксирует поломки и сбои. Доступ к нему легко осуществляется с передней панели. С помощью этой системы легко самостоятельно отслеживать состояние оборудования и самостоятельно идентифицировать неисправности.

Морозильник оснащён замком для предотвращения несанкционированного доступа. Благодаря небольшим габаритам, морозильник идеально пройдёт через любую стандартную дверь лаборатории и занимает мало места.

## Характеристики

| Параметр:        | Показатель:           |
|------------------|-----------------------|
| Артикул          | DW-86L628             |
| Бренд            | Haier Biomedical      |
| Страна бренда    | Китай                 |
| Отрасли          | Здравоохранение       |
| Тип холодильника | для вакцин, для крови |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Температура в морозильной камере, °C | -40...-86     |
| Общий объём, л                       | 628           |
| Объём морозильной камеры, л          | 628           |
| Хладагент                            | HFC           |
| Габариты, мм                         | 1035×900×1980 |
| Вес, кг                              | 301           |
| Электропитание, В                    | 220-240       |
| Потребляемая мощность, Вт            | 1200          |
| Страна производства                  | Китай         |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.