

Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86W100

Медицинские морозильники

Арт. DW-86W100



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 100
- Объём морозильной камеры, л: 100

Товар участвует в акциях:

- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/08610 от 16.11.2023

Haier
Biomedical

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Морозильник биомедицинский Haier DW-86W100

Горизонтальный морозильник сделан с использованием запатентованной HAIER инновационной технологии Salvum.

Управление осуществляется при помощи микропроцессора, параметры отображаются на цифровом дисплее. Используется VIP технология поддержания температуры – сверхтонкие вакуумно-изоляционные панели повышенной плотности (VIP), которая снижает толщину стенок и увеличивает полезный объём морозильника без потери теплоизоляционных свойств.

Усовершенствованные уплотнители и внутренние дверцы также служат для эффективного удержания холода. В качестве хладагента применяется углеводородный хладагент HC. Современные углеводородные хладагенты не разрушают озоновый слой, почти не влияют на парниковый эффект. Порт выравнивания давления со спиральным обогревом во избежание замораживания льда обеспечивает лёгкое открывание двери, исключая ее притягивание образовавшимся в морозильной камере разряжением. Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях.

Морозильник оснащён уникальной функцией U-COOL, которая позволяет информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры. Предусмотрен пароль для предотвращения несанкционированного изменения рабочих параметров.

Морозильник оснащён замком для предотвращения несанкционированного доступа. Для проведения валидации предусмотрено два специальных порта. Снятие данных о работе морозильника возможно через USB порт.

Преимущества

Преимущества Haier DW-86W100

- Функция U-COOL.
- Микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей.
- Компрессоры высокой эффективности.
- VIP теплоизоляция.
- Звуковые и световые сигналы.
- USB-порт.
- Замок.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	DW-86W100
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, °C	-40...-86
Общий объём, л	100
Объём морозильной камеры, л	100
Хладагент	HC
Габариты, мм	769×825×1120
Вес, кг	138
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	550
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.