

Большой лабораторный кран-штуцер Runwangda WJH1314

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница

3 098 руб.

Оптовая цена

2 974 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Большой лабораторный кран-штуцер Runwangda WJH1314

Кран-штуцер для использования в лабораториях сделан из латуни с полипропиленовым покрытием. Общие габариты: 310×160×18 мм.

Максимальное давление воды на входе: 25 бар.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Runwangda

Страна бренда

Китай

Серия

НВ

Тип

кран (смеситель)

Габариты, мм

310×160×18

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.