

Процедурные часы НанЭМА ПЧ-3

Дополнительное оборудование



Ваша цена

Розница
18 980 руб.

Оптовая цена
18 520 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Тип секундомера: Электронный (работает от сети или батареек)

Описание

Процедурные часы ПЧ-3

Процедурные часы предназначены для контроля длительности процедур в медицинских учреждениях. По окончании заданного времени прозвучит сигнал. Можно одновременно отсчитывать интервалы 10 процедур. Установка таймера: от 1 до 60 минут.

Часы работают от бытовой электрической сети или от 2 батареек типа АА (пальчиковых) по 1,5 В.

В комплект часов ПЧ-3 входят 10 пронумерованных штырьков, плавкая вставка, паспорт.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/10282 от 11.03.2011.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Новоаннинский завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация
Тип секундомера	Электронный (работает от сети или батареек)
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.