

## Дефибриллятор Аксион ДА-Н-05

Дефибрилляторы    Арт. 183363



### Ваша цена

Розница  
**175 400 руб.**

Оптовая цена  
**166 630 руб.**

**AXION**  
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
С 1970 ГОДА

Под заказ

НДС не облагается

- Режим работы: автоматический
- Дополнительные особенности: есть голосовые подсказки, есть карта памяти
- Энергия импульса, Дж: 100-360 (для взрослых), 10-100 (для детей)
- Электроды: одноразовые (только взрослые)

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2017/5391 от 04.05.2021

## Описание

### Автоматический дефибриллятор Аксион ДА-Н-05

Автоматический дефибриллятор ДА-Н-05 – это переносной дефибриллятор предназначенный для проведения реанимационных мероприятий при внезапной остановке сердца у детей и взрослых. Это специальная модель для размещения и использования в местах массового скопления людей в рамках законопроекта «Об общедоступной дефибрилляции».

ДА-Н-05 работает только в автоматическом режиме, направляя действия оператора с помощью голосовых инструкций, символично-графических изображений и светодиодных индикаторов.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2017/5391 от 19.08.2019.

Распознавание аритмии происходит в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60601-2-4, AAMI DF 80.

## Преимущества

### Преимущества Аксион ДА-Н-05

- Высокая продолжительность работы без подзарядки (до 5 лет в режиме ожидания/12 часов в режиме наблюдения/200 разрядов силой до 360 Дж).
- Автоматическое ежедневное самотестирование и самодиагностика работоспособности при включении.
- Индикация остаточной ёмкости батареи.
- Голосовые и визуальные подсказки на лицевой панели дефибриллятора о правильном наложении электродов на грудь пострадавшего, о проведении разряда и переход к непрямому массажу сердца.
- Запись до 1000 последних событий, в том числе ЭКГ, на внешнюю microSD-карту с последующей передачей на персональный компьютер для анализа.
- Возможность настройки уровня энергии – от 10 до 100 Дж для детей и от 100 до 360 Дж для реанимации взрослого.
- Возможность регулировки громкости голосовых команд в зависимости от уровня окружающего

шума.

- В комплекте — 5 одноразовых электродов дефибрилляции для взрослых, по запросу комплект может быть дополнен детскими электродами.
- Эксплуатация при температуре от 0 до +45 °С.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	183363
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Режим работы	автоматический
Форма импульса	бифазная трапеция
Дополнительные особенности	есть голосовые подсказки, есть карта памяти
Энергия импульса, Дж	100-360 (для взрослых), 10-100 (для детей)
Электроды	одноразовые (только взрослые)
Время до завершения набора энергии, не более, с	17
Количество разрядов от полностью заряженной батареи	200
Габариты, мм	295×227×87
Вес, кг	2.8
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.