

## Дезинфекционный кипятыльник ДЗМО КДЭА1-4

Медицинские кипятыльники



### Ваша цена

Розница  
**41 900 руб.**

Оптовая цена  
**38 750 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Дезинфекционный кипятыльник ДЗМО КДЭА1-4

КДЭА1-4 (объём 4 литра) предназначен для дезинфекции инструментов с помощью кипячения в дистиллированной воде. Применяется в медицинских учреждениях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03473 от 20.10.2015.

Корпус, лоток и крышка изготовлены из качественной немагнитной нержавеющей стали AISI толщиной 0,8 мм, основные детали и узлы кипятыльника изготовлены из коррозионностойких материалов.

Укомплектован лотком с перфорацией диаметром 5 мм. Лоток вынимается из кипятыльника с помощью пластиковых захватов, что защищает медицинский персонал от ожогов.

Электрическая часть состоит из коробки ввода с электрошнуром, предохранителями, индикатором и нагревательного устройства с термоограничителем, который срабатывает в случае выкипания воды и предотвращает возгорание кипятыльника. Электрошнур снабжён трёхполюсной вилкой с заземляющим контактом.

На корпусе есть 4 ручки из полиэтилена, которые помогут избежать ожогов при переносе кипятыльника. Также кипятыльник имеет 4 ножки из нержавеющей стали высотой 15 мм.

## Преимущества

- Корпус, лоток и крышка выполнены из нержавеющей стали.
- Перфорированный лоток оснащён двумя захватами для безопасного извлечения из кипятыльника.
- В случае выкипания или отсутствия воды, срабатывает термоограничитель и отключает электронагреватели.

## Характеристики

| Параметр:     | Показатель:                |
|---------------|----------------------------|
| Бренд         | ДЗМО                       |
| Страна бренда | Россия                     |
| Отрасли       | Для отделения стерилизации |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Ссылка на документы          | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028747.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028747.pdf</a> |
| Объём рабочей камеры, л      | 4   |
| Время нагрева, мин, не более | 30  |
| Габариты, мм                 | 445 × 209 × 176   |
| Вес, кг                      | 5   |
| Электропитание, В            | 220   |
| Потребляемая мощность, Вт    | 1 300   |
| Страна производства          | Россия  |

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.