

Диагностический набор для ЛОР-а KaWe BASIC SET C10/E10

ЛОР-диагностическое оборудование

Арт. 02.11001.002



Ваша цена

Розница

19 116 руб.

Оптовая цена

18 797 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Диагностический набор для ЛОР-а KaWe BASIC SET C10/E10

Диагностический набор для ЛОР-а KaWe BASIC SET C10/E10 – универсальный комплект для проведения первичных диагностических исследований в оториноларингологии и офтальмологии. Набор предназначен для исследования гортани, слухового прохода и полости носа, а также для обследования глаз и глазного дна.

Комплект объединяет отоскоп KaWe Комбилайт C10 и офтальмоскоп KaWe Евролайт E10, установленные на единую металлическую рукоятку серии С. Конструкция обеспечивает удобную смену диагностических головок и комфортную работу врача при проведении осмотров.

Отоскоп оснащён стандартной системой освещения, светосильной вакуумной лампой и лупой с 3-кратным увеличением для визуализации исследуемой области. Офтальмоскоп выполнен с использованием асферической прецизионной оптики и асферического конденсора, что способствует получению качественного изображения и равномерного освещения исследуемых структур.

Набор дополнен диагностическими принадлежностями и поставляется в жёстком кейсе для хранения и транспортировки.

Состав набора

- Отоскоп KaWe Комбилайт C10.
- Офтальмоскоп KaWe Евролайт E10.
- Металлическая рукоятка С средней длины.
- 3 многоразовые ушные воронки диаметром 2,5 мм, 3,5 мм и 4,5 мм.
- Кронштейн для осветителя изогнутый, 2,5 В.
- 2 ларингеальных зеркала: размер 3 (Ø 20 мм), размер 4 (Ø 22 мм).
- Пластиковый держатель шпателя.
- Раздвижная назальная воронка с фиксатором, хромированная.
- Запасная лампа 2,5 В.
- Твёрдый кейс для хранения и переноски.

Особенности

- Комбинированный диагностический набор для ЛОР-осмотров и офтальмологических исследований.
- Отоскоп с 3-кратным увеличением.
- Стандартное освещение диагностической зоны.
- Светосильная вакуумная лампа в отоскопе.
- Светосильная вакуумная лампа накаливания в офтальмоскопе.
- Офтальмоскоп с 1 апертурой.
- Колёсико корректировки диапазона линз.
- Коррекция аметропии до ±20 диоптрий.
- Асферическая прецизионная оптика для оптимального качества изображения.
- Асферический конденсор для равномерного освещения.
- Металлическая рукоятка с винтовым креплением.
- Реостат для регулировки яркости света.
- Питание от сменных батареек.
- Комплект поставляется в жёстком кейсе.

Показания к применению

- Осмотр наружного слухового прохода.
- Диагностика состояния гортани.
- Исследование полости носа.
- Осмотр глаз и глазного дна.
- Проведение первичных диагностических обследований в условиях медицинских учреждений.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Коррекция аметропии	±20 диоптрий
Угол зрения	±6°
Напряжение питания офтальмоскопа	2,5 В
Напряжение питания отоскопа	2,5 В
Диаметр рукоятки	28 мм
Увеличение отоскопа	3×
Количество апертур офтальмоскопа	1
Тип крепления головок	Винтовое
Регулировка яркости	Реостат
Гарантийный срок	2 года

Преимущества

- Совмещение ЛОР-диагностики и офтальмологического обследования в одном наборе.
- Комплект включает отоскоп и офтальмоскоп с единой универсальной рукояткой.
- Отоскоп с 3-кратным увеличением обеспечивает более детальную визуализацию исследуемой области.
- Светосильные вакуумные лампы формируют яркое и равномерное освещение.
- Асферическая прецизионная оптика офтальмоскопа повышает качество изображения.
- Асферический конденсор способствует оптимальному распределению светового потока.
- Система коррекции аметропии позволяет адаптировать диагностику под особенности зрения врача.
- Регулировка яркости с помощью встроенного реостата повышает комфорт проведения осмотра.
- Металлическая рукоятка с винтовым креплением обеспечивает надёжную фиксацию диагностических головок.
- Многоразовые ушные воронки разных размеров расширяют возможности обследования пациентов.
- Наличие ларингеальных зеркал и назальной воронки позволяет выполнять комплексный ЛОР-осмотр.
- Комплект поставляется с запасной лампой для повышения эксплуатационной готовности.
- Питание от стандартных батареек обеспечивает автономную работу без подключения к сети.
- Жёсткий кейс защищает оборудование при хранении и транспортировке.
- Компактный состав набора удобен для ежедневной клинической практики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	02.11001.002
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010018223.pdf
Вес, кг	0.304
Электропитание, В	1,2-1,5 (×2 батарейки)

Страна производства

Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.