

Медицинский аквадистиллятор Ливам АДЭ-40

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
140 000 руб.

Оптовая цена
137 200 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 40

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Медицинский аквадистиллятор Ливам АДЭ-40

Ливам АДЭ-40 – промышленный аквадистиллятор производительностью до 40 л/ч, предназначен для получения дистиллированной воды 3 типа по ГОСТ Р 58144–2018, ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная». Используется в аптеках, медицинских учреждениях, лабораториях и на предприятиях различных отраслей промышленности.

Оснащён девятью ТЭНами из нержавеющей стали мощностью 3,0 кВт каждый (всего 27 кВт), питается от сети 380 В. Устройство автоматически регулирует уровень воды в камере испарения и прекращает работу при снижении уровня ниже допустимого.

Особенности модели: напольное исполнение, возможность объединения со сборником воды, уникальная быстроразборная конструкция, охлаждение дистиллята (по заказу), корпус из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Принцип работы и конструктивные особенности

Аквадистиллятор автоматически поддерживает уровень воды, отключается при отсутствии подачи и перегреве, оснащён сливной трубкой. Может дополнительно комплектоваться охладителем дистиллята для получения воды температурой от 25 до 40 °С.

Все детали, соприкасающиеся с дистиллятом и паром, изготовлены из материалов, не влияющих на его качество. Возможна модификация устройства для отдельной подачи воды на испарение и охлаждение.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	40 л/ч
Расход охлаждающей воды	320 л/ч
Давление исходной воды	0,1 – 0,4 МПа
Проводимость на выходе	3 – 4,5 мкСм/см
Температура дистиллята	70 – 85 °С
Питание	380 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	27 кВт
Габариты аквадистиллятора	890 × 470 × 550 мм
Габариты пульта управления	310 × 220 × 395 мм
Масса	40 кг
Срок службы	8 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	700 мм
Максимальная ширина	600 мм
Максимальная высота	1 100 мм
Максимальный вес	60 кг
Общий вес	60 кг
Общий объём	0,462 м ³

Преимущества

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024966.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	40
Расход воды, л/ч	320
Габариты, мм	700 × 500 × 800
Вес, кг	40
Вес в упаковке, кг	60
Габариты в упаковке, мм	720 × 680 × 1 170
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	2 700
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.