

## Дополнительная манжета-рука для Won Industry WIC-2008

Прессотерапия



**Ваша цена**

Розница

**11 367 руб.**

Оптовая цена

**10 912 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Количество секций в манжете: 4
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280

**Наличие регистрационного удостоверения**

### Описание

#### Дополнительная манжета-рука для WIC-2008

4-секционная дополнительная манжета на руку совместима с аппаратами для прессотерапии Won Industry [WIC-2008](#) и [WIC-2008M](#).

Массаж осуществляется с помощью попеременного нагнетания воздуха в секции манжеты. Давление воздуха в каждой секции контролируется индивидуально.

### Характеристики

| Параметр:                      | Показатель:           |
|--------------------------------|-----------------------|
| Бренд                          | Won Industry          |
| Страна бренда                  | Южная Корея           |
| Отрасли                        | Эстетическая медицина |
| Количество секций в манжете    | 4                     |
| Давление в манжете, мм рт. ст. | 50...280              |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.