

## Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ

Стойки и подставки для термостатов

Арт. 1006.2



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ

Полка предназначена для установки в электрический термостат с охлаждением линейки ТСО. Выполнена из нержавеющей стали с лакокрасочным покрытием.

## Характеристики

| Параметр:     | Показатель:         |
|---------------|---------------------|
| Артикул       | 1006.2              |
| Бренд         | Смоленское СКТБ СПУ |
| Страна бренда | Россия              |
| Отрасли       | Здравоохранение     |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.