

Дозатор Экохим МП-8-10-100

Дозаторы



Ваша цена

Розница

30 851 руб.

Оптовая цена

29 750 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим МП-8-10-100

Дозатор Экохим МП-8-10-100 — восьмиканальный механический прибор для точного объёмного дозирования жидкостей и реактивов. Предназначен для лабораторий микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, а также для использования в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую воспроизводимость дозирования. Объём отображается на цифровом индикаторе. Дозатор оснащён лёгким сбрасыванием наконечников и поворотной нижней частью на 360° для удобства работы в любом положении.

Корпус дозатора выполнен с эргономичной накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло. Прибор легко разбирается и полностью автоклавируется. Идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.

Особенности

- Повышенная химическая стойкость материалов.
- Полная автоклавируемость корпуса и насадок.
- Плавный поршневой механизм для точного и легкого дозирования.
- Мягкое сбрасывание наконечников.
- Удобный упор для пальца.
- Лёгкий вес, снижающий усталость при работе.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.
- Посадочный конус из поливинилфторида для прочности и твёрдости.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) для износостойкости и стойкости к коррозии.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Название дозатора	ЭКОХИМ МП-8-10-100
Дискретность, мкл	0,2
Тестируемый объём, мкл	10 – 100
Точность, ±, %	2 – 1,2
СКО, ±, %	2,6 – 1,8
Каналы	8

Преимущества

- Повышенная химическая стойкость материалов дозатора.
- Полная автоклавируемость корпуса и насадок.
- Плавный поршневой механизм обеспечивает точное дозирование с минимальным усилием.
- Мягкое и лёгкое сбрасывание наконечников.
- Удобный упор для пальца для стабильного захвата при работе.

- Лёгкий вес дозатора снижает усталость при длительном использовании.
- Эргономичная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.
- Посадочный конус из поливинилфторида обеспечивает прочность и твёрдость.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) повышает износостойкость и коррозионную стойкость.
- Цифровой индикатор отображает объём дозирования для удобства контроля.
- Нижняя часть поворачивается на 360 ° для выбора оптимального положения при работе.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Экохим (Экросхим)

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000028717.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028717.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.