

Дозатор Экохим МПА-8-30-300 Смарт

Дозаторы



Под заказ

Описание

Дозатор ЭКОХИМ МПА-8-30-300 Смарт

Дозатор ЭКОХИМ МПА-8-30-300 Смарт — восьмиканальный механический дозатор объёмом 30–300 мкл. Предназначен для точного и объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую воспроизводимость и точность дозирования. Объём отображается на цифровом индикаторе, сбрасывание наконечников происходит легко и мягко. Нижняя часть дозатора поворачивается на 360° для выбора оптимального положения. Корпус снабжён накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло, что повышает комфорт при работе.

Дозатор легко разбирается, полностью автоклавируется и обладает эргономичной формой корпуса, позволяющей работать с узкими и глубокими сосудами. Используемые материалы обеспечивают химическую стойкость, прочность и износостойкость устройства.

Особенности

- Восьмиканальный механический дозатор объёмом 30–300 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочные конуса.
- Поршневой механизм с плавным ходом для высокой точности и воспроизводимости.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает мягкое и лёгкое снятие пипеток.
- Цифровой индикатор объёма дозирования.
- Нижняя часть поворачивается на 360° для выбора оптимального положения.
- Эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло.
- Материалы с повышенной химической стойкостью, внутренний стержень из полиэфиркетона, посадочный конус из поливинилфторида.
- Лёгкий вес дозатора снижает усталость при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими глубокими сосудами.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Название дозатора	ЭКОХИМ МПА-8-30-300 Смарт
Дискретность, мкл	0,2
Тестируемый объём, мкл	30 – 300
Точность, ±, %	2 – 1,2
СКО, ±, %	2,6 – 1,8

Преимущества

- Восьмиканальный механический дозатор объёмом 30–300 мкл.
- Плавный поршневой механизм обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования.

- Лёгкое и мягкое сбрасывание наконечников.
- Цифровой индикатор объёма дозирования для удобного контроля.
- Нижняя часть дозатора поворачивается на 360° для выбора оптимального положения.
- Эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло.
- Корпус и посадочные конусы полностью автоклавируемые.
- Материалы с высокой химической стойкостью: внутренний стержень из полиэфиркетона, посадочный конус из поливинилфторида.
- Лёгкий вес дозатора снижает усталость при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Экохим (Экротхим)

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000028433.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028433.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.