

## Дозатор Экохим ОФ-1-100

Дозаторы



**Ваша цена**

Розница  
**6 170 руб.**

Оптовая цена  
**5 950 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

### Описание

#### Дозатор Экохим ОФ-1-100

Дозатор Экохим ОФ-1-100 – одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 100 мкл с частичной автоклавируемостью. Он предназначен для лабораторий различного профиля, включая микробиологию, иммунологию, биохимию, генетику и аналитическую химию, а также для медицинских учреждений для объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень – из полиэфиркетона, что обеспечивает химическую стойкость, износоустойчивость и стойкость к коррозии. Сбрасыватель дозатора облегчает смену наконечников, а эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера делает работу удобной и комфортной. Объём дозирования отображается на цифровом дисплее, а прибор легко разбирается для профилактического обслуживания.

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-100 частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника). Лёгкий вес снижает утомляемость при работе, а идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие глубокие сосуды.

#### Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 100 мкл.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью дозирования.
- Материалы, устойчивые к коррозии и химическим реагентам.
- Посадочный конус из поливинилфторида, внутренний стержень из полиэфиркетона.
- Сбрасыватель наконечников для лёгкой замены.
- Эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера.
- Отображение объёма на цифровом дисплее.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Частичная автоклавируемость (ось держателя наконечника).
- Низкий вес снижает утомляемость при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	частичная
Объём дозирования, мкл	100
Объём наконечника, мкл	300
Точность, %	±0,5
Воспроизводимость (СКО), %	0,3
Цветовая маркировка	фиолетовая

### Преимущества

- Высокая точность и воспроизводимость дозирования благодаря поршневому механизму.
- Материалы, устойчивые к коррозии и химическим реагентам, обеспечивают долговечность дозатора.
- Эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера обеспечивает комфорт при работе.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования, облегчая контроль процесса.
- Сбрасыватель наконечников упрощает замену расходных материалов.
- Лёгкий вес дозатора снижает утомляемость при длительной работе.
- Частичная автоклавируемость (стерилизации подвергается ось держателя наконечника).
- Простая разборка для профилактического обслуживания.
- Идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.
- Цветовая маркировка фиолетового цвета облегчает идентификацию объёма.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029663.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029663.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029663.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029663.pdf</a>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.