

Дозатор Экохим ОФ-1-5

Дозаторы



Ваша цена

Розница
9 167 руб.

Оптовая цена
8 840 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФ-1-5

Дозатор Экохим ОФ-1-5 — одноканальный механический прибор фиксированного объёма 5 мкл, предназначенный для точного объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля: микробиология, иммунология, биохимия, генетика, аналитическая химия, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую воспроизводимость дозирования. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида для прочности, внутренний стержень — из термопластика (полиэфиркетон), устойчивого к износу и коррозии. Дозатор оснащён сбрасывателем наконечников, цифровым дисплеем для отображения объёма дозирования и эргономичным дизайном с удобным упором для пальца и термопластичной накладкой на корпусе.

Дозатор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника), легко разбирается для профилактического обслуживания и позволяет самостоятельно калибровать прибор. Небольшой вес и идеальная форма корпуса облегчают работу в узких глубоких сосудах и снижают усталость кисти руки лаборанта.

Комплектация включает дозатор, паспорт (свидетельство о поверке), инструкцию по использованию, сменные наконечники, ключ для калибровки и смазку.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 5 мкл.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью дозирования.
- Цифровой дисплей для контроля объёма.
- Посадочный конус из поливинилфторида, внутренний стержень из термопластика.
- Сброс наконечников для удобной эксплуатации.
- Частичная автоклавируемость.
- Эргономичный корпус с термопластичной накладкой для снижения теплопередачи и усталости руки.
- Лёгкий вес и удобная форма для работы в узких глубоких сосудах.
- Возможность самостоятельной калибровки.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём дозирования (тестируемый объём)	5 мкл
Наконечник	300 мкл
Точность	±1,3 %
Воспроизводимость (СКО)	1,2 %
Автоклавируемость	частичная

Преимущества

- Высокая точность дозирования и воспроизводимость результатов.
- Поршневой механизм с плавным ходом и минимальным сопротивлением.
- Цифровой дисплей для контроля объёма.
- Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона обеспечивают прочность и стойкость к коррозии.
- Сброс наконечников облегчает эксплуатацию и обслуживание.
- Частичная автоклавируемость для стерилизации держателя наконечников.
- Эргономичный корпус с термопластичной накладкой снижает теплопередачу и усталость руки.
- Лёгкий вес и удобная форма корпуса упрощают работу в узких и глубоких сосудах.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Одноканальная конструкция с фиксированным объёмом 5 мкл обеспечивает стабильность измерений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010022462.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022462.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.