

Дозатор Экохим ОФА-5

Дозаторы



Ваша цена

Розница
9 696 руб.

Оптовая цена
9 350 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Экохим ОФА-5

Дозатор Экохим ОФА-5 — одноканальный механический прибор фиксированного объёма 5 мкл. Предназначен для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля, включая микробиологические, иммунологические, биохимические, генетические и аналитические исследования. Используется также в медицинских учреждениях для объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материалы дозатора обладают повышенной химической стойкостью: посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из термoplastика (полиэфиркетон) обеспечивают прочность, твёрдость и износостойкость. Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца облегчает работу и снижает утомляемость, объём отображается на цифровом дисплее, устройство полностью автоклавируемое и легко разбирается для профилактического обслуживания.

Дозатор комплектуется сменными наконечниками, ключом для калибровки, смазкой и паспортом (свидетельством о проверке).

Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 5 мкл.
- Полная автоклавируемость всех деталей, включая посадочные конуса.
- Цветная маркировка для быстрого распознавания объёма.
- Поршневой механизм с плавным ходом для точного дозирования.
- Материалы с высокой химической стойкостью и износостойкостью.
- Эргономичный корпус с упором для пальца.
- Цифровой дисплей для контроля объёма.
- Лёгкое сбрасывание наконечников и разборка для профилактического обслуживания.
- Комплектуется ключом для калибровки, сменными наконечниками и смазкой.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------------|--------------|
| Объём дозирования | 5 мкл |
| Наконечник | 300, 350 мкл |
| Точность | ±1,3 % |
| Воспроизводимость (СКО) | 1,2 % |
| Автоклавируемость | полная |

Преимущества

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 5 мкл, полностью автоклавируемый.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость

дозирования.

- Материалы дозатора обладают повышенной химической стойкостью и износостойкостью.
- Посадочный конус из поливинилфторида обеспечивает прочность и твёрдость.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) устойчив к коррозии и механическому износу.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца облегчает работу и снижает утомляемость.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования для точного контроля.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену и предотвращает повреждения.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Комплект поставки включает сменные наконечники, ключ для калибровки и смазку.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.
- Функциональность и простота калибровки обеспечивают самостоятельное поддержание точности.
- Небольшой вес дозатора снижает физическую нагрузку на руку лаборанта.
- Цветовая маркировка красного цвета для быстрой идентификации объёма.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Экохим (Экросхим)

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029669.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029669.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.