

## Дозатор Ленпипет БЛЭК 2-20 мкл

Дозаторы



**Ваша цена**

Розница  
**10 847 руб.**

Оптовая цена  
**10 847 руб.**

ЛЕНПИПЕТ  
**Thermo**  
SCIENTIFIC

В наличии

НДС не облагается

### Описание

#### Дозатор Ленпипет БЛЭК 2–20 мкл

Дозатор Ленпипет БЛЭК 2–20 мкл – одноканальный механический дозатор для точного измерения микрообъёмов. Он обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования благодаря автономному модулю регулировки объёма (AVG), изолированному от корпуса дозатора.

Дозатор выполнен из PVDF и подходит для полной автоклавируемости при температуре 121 °С, что гарантирует стерильность и стойкость к химическим воздействиям, УФ-свету и влаге. Большой индикатор с крупными цифрами облегчает установку объёма до сотых долей мкл и позволяет использовать идентификационные ярлычки для маркировки.

Лёгкость дозирования достигается минимальным усилием на кнопку и запатентованным механизмом супервыталкивания жидкости. Эргономичный упор для пальца и новая конструкция операционной кнопки с вращающейся верхней частью обеспечивают комфорт и точность при работе с дозатором.

#### Особенности

- Одноканальный механический дозатор с переменным объёмом от 2 до 20 мкл.
- Автономный модуль регулировки объёма (AVG) для высокой точности и воспроизводимости.
- Полная автоклавируемость при 121 °С.
- Корпус из PVDF с высокой механической прочностью и химической стойкостью.
- Большой легко читаемый индикатор с крупными цифрами.
- Запатентованный механизм супервыталкивания жидкости для точного дозирования микрообъёмов.
- Вращающаяся верхняя часть операционной кнопки предотвращает случайное изменение объёма.
- Эргономичный упор для пальца для комфортного удержания дозатора под идеальным углом.
- Цветовая кодировка для удобного выбора наконечника и облегчения работы с различными объёмами.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет БЛЭК 2–20 мкл, арт. 4642062
Объём	2 – 20 мкл
Точность	2 мкл – ±0,06 мкл, 20 мкл – ±0,2 мкл
Подходящие наконечники	Flex 200; 250 универсальный

### Преимущества

- Одноканальный механический дозатор с переменным объёмом от 2 до 20 мкл.
- Автономный модуль регулировки объёма (AVG) для высокой точности и воспроизводимости дозирования.
- Полная автоклавируемость при 121 °С для обеспечения стерильности.
- Корпус из PVDF с высокой механической прочностью, химической стойкостью и устойчивостью к УФ-свету и влаге.
- Большой легко читаемый индикатор для точной установки объёма до сотых долей мкл и

использования идентификационных ярлычков.

- Запатентованный механизм супервыталкивания жидкости для ровного и стабильного дозирования микрообъёмов.
- Новая конструкция операционной кнопки с вращающейся верхней частью предотвращает случайное изменение объёма.
- Эргономичный упор для пальца обеспечивает комфорт и идеальный угол удержания дозатора во время работы.
- Цветовая кодировка кнопки и корпуса для удобного выбора наконечника и облегчения работы с различными объёмами.
- Прецизионная настройка объёма с шагом от 0,01 мкл до 20 мкл.
- Лёгкость нажатия на кнопку дозирования снижает усталость пользователя при многократной работе.
- Подходит для применения в лабораториях, требующих высокой стерильности и точности измерений.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034359.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034359.pdf</a>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.