

Дозатор Ленпипет БЛЭК 5-50 мкл, 8-каналов

Дозаторы



ЛЕНПИПЕТ
Thermo
 SCIENTIFIC

Под заказ

Описание

Дозатор Ленпипет БЛЭК 5–50 мкл

Ленпипет БЛЭК 5–50 мкл — механический дозатор переменного объёма, обеспечивающий высокую точность и удобство при работе с микропипетированием. Серия БЛЭК сочетает комфорт, надёжность и полную автоклавируемость для соблюдения стерильности.

Дозатор выполнен из PVDF, что обеспечивает высокую механическую прочность, химическую инертность и стойкость к УФ-свету и влаге. Механизм установки объёма (AVG) отделён от корпуса, что повышает точность, воспроизводимость и долговечность. Механический счётчик позволяет легко задавать объём с шагом до 0,01 мкл, а новая конструкция кнопки предотвращает случайное изменение объёма.

Эргономичная форма с широким упором для пальца обеспечивает комфорт при длительной работе. Дозаторы доступны в одноканальном и многоканальном вариантах с удобной цветовой кодировкой.

Особенности

- Полная автоклавируемость целиком или отдельными деталями при 121 °С.
- Высокая точность и воспроизводимость дозирования благодаря автономному механизму установки объёма.
- Механический счётчик с шагом установки объёма от 0,01 мкл.
- Новая конструкция операционной кнопки с вращающейся верхней частью предотвращает случайное изменение объёма.
- Широкий упор для пальца для удобного и эргономичного удержания дозатора.
- Доступность одноканальных и многоканальных вариантов дозаторов.
- Цветовая кодировка кнопки и рукоятки для лёгкого выбора объёма и типа наконечника.
- Совместимость с Flex 200, 250 универсальный и 200 удлинённый наконечниками.

Технические характеристики

Наименование	Объём, мкл	Точность, мкл	Наконечник, мкл
Ленпипет БЛЭК 5–50 мкл (8 каналов), арт. 4662012	5–50	50 мкл – ±0,75	
5 мкл – ±0,25	Flex 200, 250 универсальный, 200 удлинённый		

Преимущества

- Полная автоклавируемость целиком или отдельными деталями при 121 °С.
- Высокая точность и воспроизводимость дозирования благодаря автономному механизму установки объёма (AVG).
- Механический счётчик позволяет точно задавать объём с шагом от 0,01 мкл.
- Новая конструкция операционной кнопки с вращающейся верхней частью предотвращает случайное изменение объёма.
- Широкий упор для пальца обеспечивает удобное и эргономичное удержание дозатора.
- Доступность одноканальных и многоканальных вариантов дозаторов.
- Цветовая кодировка кнопки и рукоятки облегчает выбор объёма и типа наконечника.
- Совместимость с Flex 200, 250 универсальный и 200 удлинённый наконечниками.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034383.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.