

## Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1-10 мкл

Дозаторы



### Ваша цена

Розница  
**10 820 руб.**

Оптовая цена  
**10 479 руб.**

ЛЕНПИПЕТ  
**Thermo**  
SCIENTIFIC

[Под заказ](#)

НДС не облагается

## Описание

### Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мкл – одноканальный механический прибор переменного объема, обеспечивающий высокую точность и надёжность дозирования. Серия ЛАЙТ сочетает современный дизайн, эргономику и функциональность, что делает работу в лаборатории комфортной и эффективной.

Дозатор оборудован автономным модульным механизмом регулировки объема (AVG) для повышения точности и воспроизводимости. Новая конструкция оперативной кнопки позволяет избежать случайного изменения установленного объема, а нижняя часть фиксирует точную настройку. Корпус термоизолирован, что защищает точность от нагрева руки оператора. Для визуального контроля объема предусмотрен крупный контрастный индикатор с местом для идентификационных ярлычков.

Дозатор подходит для работы с различными типами наконечников: универсальными на 250 мкл и удлинёнными на 200 мкл. Цветовая кодировка кнопки и рукоятки облегчает выбор подходящего наконечника.

### Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объема.
- Модульный механизм AVG для точной установки объема.
- Термоизоляция корпуса защищает точность дозирования.
- Крупный контрастный индикатор для визуального контроля объема.
- Нижняя часть кнопки фиксирует установленный объем, верхняя предотвращает случайные изменения.
- Эргономичный дизайн снижает нагрузку на мышцы и сухожилия руки.
- Цветовая кодировка для быстрого подбора наконечника.
- Подходит для универсальных и удлинённых наконечников.
- Соответствует современным требованиям лабораторной работы.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мкл, арт. 4640012
Объём, мкл	1–10
Точность, мкл	10 мкл – $\pm 0,1$ ; 1 мкл – $\pm 0,035$
Наконечник, мкл	250 универсальный; 200 удлинённый

## Преимущества

- Высокая точность дозирования благодаря модульному механизму AVG.
- Одноканальный переменный объем от 1 до 10 мкл.
- Эргономичный дизайн снижает нагрузку на руку и предотвращает профессиональное перенапряжение.
-

- Термоизоляция корпуса обеспечивает стабильность точности дозирования.
- Крупный контрастный индикатор облегчает визуальный контроль установленного объема.
  - Нижняя часть кнопки фиксирует объем, верхняя предотвращает случайное изменение.
  - Совместимость с универсальными и удлиненными наконечниками (250 мкл и 200 мкл).
  - Цветовая кодировка для быстрого подбора подходящего наконечника.
  - Простота и надёжность эксплуатации в лабораторных условиях.
  - Соответствие современным требованиям точного лабораторного дозирования.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034354.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034354.pdf</a>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.