

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 2-20 мкл

Дозаторы



Ваша цена

Розница
10 820 руб.

Оптовая цена
10 479 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 2–20 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 2–20 мкл – одноканальный, механический прибор с переменным объёмом. Серия ЛАЙТ представляет собой простое и лёгкое решение для оптимального дозирования, сочетая новый дизайн, эргономику и функциональность, что обеспечивает высокий уровень точности и надёжности дозирования.

Дозатор оборудован усовершенствованным автономным модульным механизмом регулировки объёма (AVG), позволяющим точно и воспроизводимо устанавливать объём дозирования с минимальным шагом. Корпус имеет термоизоляцию от механизма, а большой чёрно-белый дисплей улучшает читаемость установленного объёма и имеет место для идентификационных ярлычков.

Эргономичная конструкция уменьшает напряжение мышц и сухожилий руки при рутинной работе в лаборатории, предотвращая риск профессиональных травм. Верхняя часть операционной кнопки вращается свободно, предотвращая случайное изменение объёма, нижняя остаётся неподвижной для точной установки.

Особенности

- Одноканальный дозатор с переменным объёмом 2 – 20 мкл.
- Усовершенствованный механизм установки объёма (AVG) для высокой точности.
- Термоизоляция механизма от корпуса.
- Большой чёрно-белый дисплей с местом для идентификационных ярлычков.
- Эргономичная конструкция для комфортной работы и снижения нагрузки на руку.
- Надёжная верхняя и нижняя часть операционной кнопки для точного дозирования.
- Цветовая кодировка на операционной кнопке и корпусе для удобного подбора наконечников.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|---------------------|--------------------------------------|
| Наименование | Ленпипет ЛАЙТ 2–20 мкл, арт. 4640032 |
| Объём | 2 – 20 мкл |
| Точность при 20 мкл | ±0,2 мкл |
| Точность при 2 мкл | ±0,06 мкл |
| Тип наконечника | 250 универсальный, 200 удлинённый |

Преимущества

- Одноканальный дозатор с переменным объёмом 2 – 20 мкл для точного и надёжного дозирования.
- Усовершенствованный механизм регулировки объёма (AVG) обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Термоизоляция механизма от корпуса защищает дозируемую жидкость от перегрева.
- Большой чёрно-белый дисплей с крупными цифрами улучшает читаемость установленного объёма.
- Эргономичная конструкция снижает нагрузку на руку и предотвращает профессиональные травмы

при длительной работе.

- Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение объёма.
- Нижняя часть операционной кнопки остаётся неподвижной для точной установки объёма.
- Цветовая кодировка на кнопке и корпусе облегчает подбор подходящего наконечника.
- Подходит для рутинной работы в лабораториях фармацевтического, медицинского и научно-исследовательского профиля.
- Лёгкий и компактный корпус облегчает работу и переноску дозатора.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|---|
| Бренд | Thermo Fisher Scientific |
| Страна бренда | Россия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034356.pdf |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.