

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 5-50 мкл, 8 каналов

Дозаторы



ЛЕНПИПЕТ
Thermo
 SCIENTIFIC

Под заказ

Описание

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл

Дозатор механический Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл – лёгкий и эргономичный прибор для точного дозирования микрообъёмов жидкости в лабораторных условиях. Обеспечивает надёжную и воспроизводимую установку объёма дозирования, снижая напряжение мышц и сухожилий руки при длительной работе.

Прибор оснащён усовершенствованным механизмом установки объёма (AVG), обеспечивающим точное и стабильное дозирование. Большой контрастный цифровой счетчик с крупными цифрами повышает удобство считывания объёма, а термоизоляция корпуса защищает от нагрева руки при работе.

Нижняя часть операционной кнопки фиксирует установленный объём, предотвращая случайное изменение, а верхняя часть вращается свободно для удобства управления.

Особенности

- Простая и лёгкая конструкция, удобная для длительной работы.
- Усовершенствованный механизм установки объёма дозирования (AVG) для высокой точности.
- Большой контрастный цифровой счетчик с крупными цифрами.
- Эргономичная конструкция кнопки с отдельной верхней и нижней частями.
- Снижение напряжения мышц и сухожилий руки при рутинной работе.
- Совместимость с универсальными и удлинёнными наконечниками 250 и 200 мкл.
- Цветовая кодировка для быстрого выбора нужного объёма и типа наконечника.
- Одноканальный и многоканальный варианты дозаторов.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём дозирования	5 – 50 мкл
Точность при 5 мкл	± 0,25 мкл
Точность при 50 мкл	± 0,8 мкл
Тип наконечника	250 мкл универсальный, 200 мкл удлинённый
Каналы	8

Преимущества

- Простая и лёгкая конструкция для удобной работы в лаборатории.
- Усовершенствованный механизм установки объёма дозирования (AVG) повышает точность и воспроизводимость.
- Большой чёрно-белый цифровой счетчик с крупными цифрами обеспечивает лёгкое считывание установленного объёма.
- Эргономичная конструкция оперативной кнопки с отдельной верхней и нижней частью предотвращает случайное изменение объёма.

- Снижение напряжения мышц и сухожилий руки при длительном рутинном дозировании.
- Совместимость с универсальными и удлинёнными наконечниками 250 и 200 мкл.
- Цветовая кодировка операционной кнопки и рукоятки облегчает выбор нужного объёма и типа наконечника.
- Доступны одноканальные и многоканальные варианты дозаторов.
- Прочный и надёжный корпус для интенсивного лабораторного использования.
- Удобство и комфорт при работе с длительными сериями дозирования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034380.pdf

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.