

## Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 5-50 мкл

Дозаторы



### Ваша цена

Розница  
**10 820 руб.**

Оптовая цена  
**10 479 руб.**

ЛЕНПИПЕТ  
**Thermo**  
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл – одноканальный механический дозатор переменного объёма, предназначенный для точного и надёжного дозирования микродоз реагентов. Серия «ЛАЙТ» сочетает новый дизайн, эргономику и функциональность, обеспечивая удобство работы и высокую точность лабораторных операций.

Дозатор оснащён усовершенствованным механизмом установки объёма (AVG) с термоизоляцией от корпуса, большим контрастным индикатор для удобного считывания значения объёма, эргономичной рукояткой и конструкцией операционной кнопки, предотвращающей случайное изменение установленного объёма. Механизм «супервыталкивания» жидкости гарантирует точность и воспроизводимость дозирования микродоз.

Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл совместим с универсальными и удлинёнными наконечниками, подходит для повседневной работы в лабораториях, обеспечивая комфорт и снижение мышечного напряжения у оператора.

### Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма.
- Усовершенствованный механизм установки объёма (AVG) с точной регулировкой.
- Термоизоляция от корпуса дозатора для стабильности объёма.
- Большой чёткий контрастный индикатор с местом для идентификационных ярлычков.
- Эргономичная рукоятка и лёгкость дозирования для снижения мышечного напряжения.
- Конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение объёма.
- Механизм «супервыталкивания» жидкости для высокой точности дозирования.
- Совместимость с универсальными и удлинёнными наконечниками (250 и 200 мкл).
- Доступность одноканальных и многоканальных вариантов дозаторов.
- Цветовая кодировка для облегчения подбора наконечника.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 5–50 мкл, арт. 4640092
Объём, мкл	5–50
Точность, мкл	50 мкл – $\pm 0,3$ ; 5 мкл – $\pm 0,15$
Наконечник, мкл	250 универсальный, 200 удлинённый

## Преимущества

- Усовершенствованный механизм установки объёма дозирования (AVG) с термоизоляцией от корпуса.
- Большой контрастный чёрно-белый индикатор для удобного считывания объёма.
- Эргономичная рукоятка и лёгкость дозирования снижают напряжение мышц и сухожилий руки.
- Новая конструкция оперативной кнопки предотвращает случайное изменение установленного

объёма.

- Механизм «супервыталкивания» жидкости обеспечивает высокую точность дозирования микродоз реагентов.
- Подходит для одноканальных и многоканальных вариантов, переменного и фиксированного объёма.
- Цветовая кодировка на кнопке и корпусе облегчает поиск нужного наконечника.
- Повышенная точность и воспроизводимость дозирования с минимальным шагом установки объёма.
- Лёгкость в эксплуатации, подходит для рутинной работы в лаборатории.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032782.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032782.pdf</a>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.