

Дозатор Ленпипет ТЕХНО F1 100-1000 мкл

Дозаторы



Ваша цена

Розница
13 680 руб.

Оптовая цена
13 250 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Ленпипет ТЕХНО F1 100–1000 мкл

Дозатор Ленпипет ТЕХНО F1 100–1000 мкл — одноканальный механический дозатор с переменным объемом, предназначенный для точного дозирования микро- и малых объемов жидкостей в лабораторной практике. Модель относится к серии ТЕХНО F1 и отличается супер-лёгкой конструкцией, высокой точностью и продуманной эргономикой.

Конструкция дозатора оптимизирована для снижения нагрузки на руку оператора при длительной работе. Небольшое усилие при нажатии операционной кнопки и сбросе наконечника, а также бесшумная регулировка объема способствуют комфортной и стабильной работе. Надёжная фиксация объема предотвращает его случайное изменение в процессе дозирования.

Регулируемый упор для пальца и лёгкий корпус позволяют работать в естественном положении кисти, снижая риск развития туннельного синдрома (RSI). Дозатор совместим с наконечниками Лентип и Finntip, разработанными специально для дозаторов Ленпипет.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор с переменным объемом от 100 до 1000 мкл.
- Супер-лёгкая конструкция для снижения утомляемости оператора.
- Бесшумная регулировка объема, требующая в 2 раза меньшего усилия по сравнению с предыдущими моделями.
- Усовершенствованная кнопка регулировки для простой и точной установки объема.
- Надёжная фиксация объема, предотвращающая его случайное изменение во время работы.
- Простая схема настройки объема: подъем операционной кнопки для установки и опускание для фиксации.
- Регулируемый упор для пальца с углом поворота до 120 ° для правой и левой руки.
- Эргономичная конструкция, способствующая снижению риска развития туннельного синдрома (RSI).
- Совместимость с наконечниками Лентип и Finntip.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип дозатора	Одноканальный, механический
Диапазон объема дозирования	100–1000 мкл
Шаг установки объема	1,0 мкл
Точность при 1000 мкл	± 6,0 мкл
Точность при 500 мкл	± 4,0 мкл
Точность при 100 мкл	± 1,0 мкл
Воспроизводимость при 1000 мкл	0,60 %
Воспроизводимость при 500 мкл	0,20 %
Воспроизводимость при 100 мкл	0,60 %
Совместимые наконечники	1000, Flex 100
Артикул	4641102N

Преимущества

- Широкий диапазон дозирования от 100 до 1 000 мкл для работы с большими объёмами жидкостей.
- Высокая точность и повторяемость дозирования, соответствующая требованиям лабораторной практики.
- Эргономичный корпус снижает нагрузку на кисть при длительной работе.
- Плавный ход поршня обеспечивает контролируемый набор и сброс жидкости.
- Чёткая цифровая индикация объёма облегчает визуальный контроль заданной дозы.
- Механическая настройка объёма с надёжной фиксацией предотвращает случайное смещение дозы.
- Совместимость с распространёнными одноразовыми наконечниками.
- Устойчивость к воздействию лабораторных реагентов и дезинфицирующих средств.
- Разборная конструкция упрощает очистку и профилактическое обслуживание.
- Подходит для автоклавирования отдельных элементов в соответствии с инструкцией производителя.
- Надёжная сборка рассчитана на интенсивную эксплуатацию в лабораторных условиях.
- Оптimalен для клинических, диагностических и исследовательских лабораторий.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034377.pdf

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.