

Душ-фонтан для промывки глаз Runwangda WJH1355-4

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница

7 432 руб.

Оптовая цена

7 134 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Душ-фонтан для промывки глаз Runwangda WJH1355-4

Душ для промывки глаз Runwangda WJH1355-4 выполнен из латуни, покрытой порошковой краской. Лейки закрыты специальными пылезащитными колпачками. Переключатель с автоматической блокировкой удобен использования без помощи рук — нужно один раз нажать на кнопку.

Душ можно закрепить на мойке или на стене. Угол наклона: 45°. Расстояние между центрами леек примерно 10 см.

Длина шланга подачи воды: 1,5 м. Максимальное давление воды на входе: 7 бар.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Runwangda

Страна бренда

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.