

## Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ-С

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**106 900 руб.**

Оптовая цена  
**102 624 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки и с сантехникой Теолаб ШВд-1800 КГ-С

ШВд-1800 КГ-С – большой двухрамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки, оснащённый латунным краном с антикоррозионным покрытием и небольшой встроенной раковиной из полипропилена. Он предназначен для работы с токсичными и вредными летучими материалами, чистыми реагентами, при растворении или разложении веществ под температурной обработкой, а также для анализа проб и других лабораторных операций.

Шкаф обеспечивает безопасную рабочую зону, защиту персонала от воздействия вредных паров и аэрозолей и создаёт комфортные условия для длительной работы в лаборатории.

### Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к высоким температурам, кислотам, щелочам и органическим растворителям.
- Специальный алюминиевый бортик высотой 5 мм для защиты от проливаний.
- Две подъёмные рамы с противовесом, высота поднятого стекла 510 мм.
- Две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы.
- Встроенная светодиодная лампа для освещения рабочей зоны, выключатель рядом с розетками.
- Две розетки, одна с заземлением, степень защиты IP20, максимальная нагрузка 1,5 кВт.
- Цельносварной металлический каркас основания с порошковой окраской.
- Боковые ламинированные панели ЛДСП 16 мм, окантованы ПВХ-кромкой 2 мм.
- Регулируемые ножки от 0 до 2 см для установки на неровный пол.
- Высота рабочей поверхности от пола 85 см, удобно работать сидя или стоя.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Большой размер шкафа позволяет организовать два полноценных рабочих места.

### Сантехника

Небольшая раковина-слив выполнена из полипропилена, устойчивого к агрессивным химическим веществам. Её диаметр составляет 135 мм, глубина 110 мм.

Кран для холодной воды изготовлен из латуни с эпоксидно-полиэфирным покрытием, что обеспечивает надёжность и стойкость к коррозии.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Керамогранитная плитка
Размеры рабочей зоны (Ш×Г×В), мм	1 765 × 615 × 1 070
Высота шкафа с полностью поднятым стеклом, мм	2 470
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции, мм	150
Розетки	2 (одна с заземлением)

## Преимущества

Двухрамный вытяжной шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ-С обладает рядом преимуществ, которые делают его оптимальным выбором для лабораторий различного профиля:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное решение для большинства химических, биологических и медицинских лабораторий и учебных практикумов.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Большой размер шкафа позволяет организовать два полноценные рабочих места, обеспечивая удобство работы нескольких специалистов одновременно.
- Удобно работать сидя или стоя – высота рабочей поверхности от пола составляет 85 см, что обеспечивает эргономику и комфорт во время длительной работы.
- Две подъёмные рамы с противовесом обеспечивают лёгкое открытие и закрытие рабочей зоны, защищая пользователя от вредных паров.
- Встроенная сантехника: латунный кран с антикоррозионным покрытием и раковина-слив из полипропилена обеспечивают удобство работы с жидкими веществами и растворами.
- Две зоны вытяжки – на уровне столешницы и купол вытяжного бокса – повышают безопасность при работе с токсичными и летучими веществами.
- Освещение рабочей зоны светодиодной лампой и наличие розеток, одна из которых с заземлением, делают рабочее место функциональным и безопасным.
- Регулируемые ножки и цельносварной металлический каркас основания обеспечивают стабильность и возможность установки на неровный пол.

Шкаф Теолаб ШВд-1800 КГ-С является надёжным и эргономичным решением для современных лабораторий, сочетая долговечность, функциональность и комфорт при работе.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Теолаб
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028113.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028113.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028113.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028113.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	1 805 × 703 × 1 960
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.