

## Электроды Mindray MR60 (взрослые, детские)

Дефибрилляторы



### Ваша цена

Розница  
**3 892 руб.\***

\$50

Оптовая цена  
**3 347 руб.**

\$43

\* ориентировочная цена на 10.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

**mindray**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Электроды Mindray MR60 (взрослый, детский)

Электроды Mindray MR60 — одноразовые внешние дефибрилляционные электроды, предназначенные для проведения дефибрилляции, кардиоверсии и мониторинга ЭКГ при оказании экстренной медицинской помощи. Электроды применяются совместно с дефибрилляторами и мониторами пациента Mindray серии BeneHeart.

Электроды Mindray MR60 подходят для использования у взрослых пациентов и детей старше 8 лет с массой тела более 25 кг. Изделия обеспечивают надежный контакт с кожей пациента, равномерное распределение энергии разряда и высокую эффективность дефибрилляции.

Одноразовая конструкция электродов исключает риск перекрестного инфицирования и обеспечивает безопасность пациентов. Электроды легко подключаются к оборудованию, обеспечивают быструю готовность к работе и удобство использования в условиях экстренной медицинской помощи.

Электроды поставляются в индивидуальной герметичной упаковке, содержащей одну пару электродов, готовых к немедленному применению. Срок хранения изделия составляет до 3 лет при соблюдении условий хранения.

### Особенности

- Одноразовые внешние дефибрилляционные электроды.
- Предназначены для взрослых и детей старше 8 лет.
- Подходят для пациентов с массой тела более 25 кг.
- Совместимость с дефибрилляторами Mindray серии BeneHeart.
- Быстрое подключение к оборудованию.
- Надежный контакт с кожей пациента.
- Равномерное распределение энергии дефибрилляции.
- Герметичная индивидуальная упаковка.
- Минимизация риска перекрестного инфицирования.
- Готовность к немедленному применению.
- Одна пара электродов в упаковке.
- Продолжительный срок хранения.

### Совместимость

- Mindray BeneHeart D3
- Mindray BeneHeart D5
- Mindray BeneHeart D6
- Mindray BeneHeart D2
- Mindray BeneHeart C1

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип изделия	Одноразовые дефибрилляционные электроды
Модель	Mindray MR60
Назначение	Дефибрилляция, кардиоверсия, мониторинг ЭКГ

Категория пациентов	Взрослые и дети старше 8 лет
Минимальная масса пациента	25 кг
Количество в упаковке	1 пара
Совместимость	Mindray BeneHeart серии C и D
Срок хранения	3 года
Тип использования	Одноразовое

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для скорой помощи
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.