

Одно/трехканальный электрокардиограф Аксион ЭК1Т-1/3-07

Электрокардиографы



Ваша цена

Розница
58 800 руб.

Оптовая цена
55 860 руб.

AXION
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
 С 1970 ГОДА

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество каналов: 1/3
- Регистрация ЭКГ: В 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительных: стандартная последовательность Кабрера, по Небу, по выбору пользователя

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Электрокардиограф Аксион ЭК1Т-1/3-07

Аксион ЭК1Т-1/3-07 – современный прибор для регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека.

Компактный одно/трёхканальный электрокардиограф с цветным ЖК-дисплеем, интуитивно понятным управлением и чётким отображением ЭКГ. Предусмотрена передача данных на ПК по USB, синхронная регистрация, ручной и автоматический режимы, функции визуализации и звуковой индикации сердечного ритма. Поддерживается защита от дефибрилляции и автоматическая печать координатной сетки. Устройство оснащено комбинированным питанием (сеть/аккумулятор) и отвечает требованиям по электробезопасности класса II, тип CF.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Каналы	1/3
Отведения	12
Экран	цветной ЖК-дисплей
Размер экрана	58 × 43 мм
Габариты (Д×Ш×В)	240 × 190 × 80 мм
Режим работы	автоматический/ручной
Сохранение ЭКГ в памяти	до 500
Входной импеданс	≥20 МОм
Диапазон входных напряжений	0,03–10 мВ
Чувствительность	2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ
Тип бумаги	рулонная
Размер бумаги	57 × 50 мм
Скорость подачи бумаги	5; 12,5; 25; 50 мм/с
Внутренние шумы	≤20 мкВ
Диапазон частот	30–240 Гц
Автономная работа	до 3,5 ч
Подключение к ПК	есть (USB)
Питание от сети автомобиля	нет
Электробезопасность	класс II, тип CF

Питание от сети	220/50 В/Гц
Питание от аккумулятора	7,2 В
Потребляемая мощность	25 ВА
Вес	≤1,75 кг
Гарантийный срок	12 мес

Преимущества

- Автоматическое выключение прибора.
- Ввод данных пациента и информации о ЛПУ.
- Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии.
- Звуковая индикация сердечного ритма.
- Регулировка уровня звуковых сигналов.
- Световая индикация питания сети переменного тока, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги.
- Автоматический и ручной режим работы.
- Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера.
- Защита от поражения электрическим током – класс I, тип GF.
- Энергонезависимая память для хранения записей ЭКГ.
- Наличие USB-порта для передачи данных на компьютер.
- Фильтрация помех и артефактов для повышения точности записи.
- Работа от аккумулятора и сети – высокая автономность в поле и на выезде.
- Компактный корпус и удобство переноски – подходит для мобильных бригад.
- Поддержка форматов печати 1, 2 или 3 каналов ЭКГ одновременно.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000025665.pdf
Количество каналов	1/3
Регистрация ЭКГ	<p>В 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительных: стандартная последовательность Кабрера, по Небу, по выбору пользователя</p>
Время регистрации в автоматическом режиме	3, 4, 6, 8, 10 с или 4 RR-интервала
Автоматическое измерение элементов ЭКГ	9 параметров
Частота дискретизации ЭКГ-сигнала, кГц/канал	4
Диапазон входных напряжений, мВ	0,03-10
Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.	30-300

Габариты, мм	240 × 190 × 80
Вес, кг	1.4
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.