

Электронагреватель для ДЭ-10М ЭМО ВРЕМ 681817.214

Сопутствующее оборудование и расходные материалы Арт. 681817.214



Ваша цена

Розница
4 200 руб.

Оптовая цена
3 940 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Электронагреватель для ДЭ-10М ЭМО ВРЕМ 681817.214

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) для аквадистиллятора ДЭ-10М изготовлен из нержавеющей стали. Материал втулки – латунь. В комплект входят 2 гайки и 4 шайбы для электрического провода, а также прокладки для крепления к корпусу дистиллятора.

Резьба штуцеров: М14×1.5

Рабочая среда: вода.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	681817.214
Бренд	Электромедоборудование
Страна бренда	Россия
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3700
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.